

化二定量分析实验

1959—1960

北京大学化学系

## 重量分析仪器介绍

这里我們仅就簡略地介紹一下在二年級定量分析化学实验中所用到的重量分析的主要仪器；以及使用它們时应注意的一些問題。

### 一、烧杯（筭1）

烧杯为薄壁巨嘴的化学玻璃杯，常用的是100, 250, 400, 600, (或800) 毫升者。

烧杯由于其玻璃成分的不同，其性质如軟化点、热膨胀、耐腐蚀等方面，也就有很大的差別。做化学器皿用的优质玻璃含較高的 $SiO_2$  及 $B_2O_3$ 。

玻璃烧杯具有很强的耐酸性，但較明显地被强碱所腐蝕。  
作精密实验时，应考虑到試剂对玻璃的溶解作用。

对任何种玻璃烧杯都應該防止突然的灼燒和骤冷及局部的灼热。因此，加热烧杯中的溶液时要在石棉网上。  
(另一方面可防上溶液崩騰)。

当用搅拌棒攪拌溶液和轉移沉淀时，應該防止刻划烧杯的内壁，否則刻痕中将会垢尚沉淀，很难移出。

进行沉淀用的烧杯使用前内壁必须洗净、去脂。否则将会长附一些沉淀，引起损失。

(附)。烧杯的洗涤：先用自来水冲洗用試管刷或紙机械地除去黏附在杯壁上不溶于水的物质。擦时应在烧杯中装滿水。不仅要擦去内壁上的污物，而且要擦拭烧杯的全部内壁。用試管刷蘸少許去污粉来刷洗，效果会更好。如果按上面的洗法还不能洗去全部油脂，就該用配性 $KMnO_4$ ，粗硫酸或更常用的铬



筭1 烧杯

酸混合液(俗称洗液)来处理。温热的洗液是非常有效的清洁剂。用前应将杯中的有机杂质尽量除去并倒去其中的自来水。

用过的洗液应倒回原瓶中，以后还可应用，直到变为黄绿色为止。应用洗液要非常小心；不要擦在衣服上。

为了清除杯中的一些金属氧化物，如 $\text{Fe}_2\text{O}_3$ 、 $\text{Al}_2\text{O}_3$ 、 $\text{MnO}_2$ 亦有时用热的粗浓盐酸作为洗涤液。

烧杯用洗液洗完后，用自来水冲洗干净，用少许蒸馏水涮两三次。(应该注意节省蒸馏水，每次用少量，洗三、四次就足够了)。洗净的烧杯内壁应是不挂水珠的。然后用干净抹布擦干外壁。

铬酸洗涤液之装备：粗重铬酸钾或钾盐亦可，但浓度较小) 40克。粉碎后，以最少量之水加热溶解，再徐徐注入粗浓硫酸400克毫升即成；冷却后储于试剂瓶中。

## 二、称量瓶 (面2)

称量瓶一般为有磨口塞的小玻璃瓶，用以精确称取试样及基准物质。亦有时用带短腿配以橡皮塞的小玻璃管代替称量瓶。


称量瓶的优点在于它重量较小，可直接在天平上称，并有磨口玻璃塞，可以防止其中试样吸收空气中的湿气。

使用称量瓶称取样品时，不应该用手直接接触，这样会使称瓶用手上的热而温度增高以及沾着手上的汗，因此，称取称量瓶时应该用洁净用条将其裹住，夹着拿起。(面3)

## 三、木棒及淀粉 (面4.5)



面2. 称量瓶及称量管



攪棒用于攪拌試液及協助  
噴出液体，是用4—6毫米直  
徑的玻璃棒制成，它的長度應  
比燒杯高5—7釐，太長則放  
在燒杯中時容易將燒杯壓翻。  
攪棒的兩端應該燒圓，以防划  
不燒杯。

有時在攪棒的一端套上一  
小段潔淨的橡皮管以便于在轉  
多沉淀時，將黏着于燒杯壁上  
的沉淀擦下來。這種玻璃棒平  
常稱為淀壠。

#### 四、漏斗(圖6)

漏出沉淀所用的漏斗及具  
有 $60^{\circ}$ 的圓錐角。漏斗的下端  
被切成斜面，并且磨平，使濾  
液沿着頸的一側流出。我們常  
用濾紙，直徑是7和9釐的。最  
好配以直徑為6—7釐的漏斗。

#### 五、洗瓶(圖7)

最合用的是250或500毫  
升的平底燒杯及250毫升的錐  
形瓶。配以雙孔橡皮塞及兩根  
玻璃管。

通到瓶底的玻璃管，上部彎成 $45^{\circ}$ 的角，應與吹氣管的上  
部成一直線，這樣便於使用食指和中指來操縱噴咀。將噴咀與長  
管彎頭用一小段橡皮管連接起來，噴咀的口應該是不鏽的，不



圖3. 條量瓶的拿取





圖4. 攪棒



圖5. 淀壠

要太大，使倒洗瓶中吹出的洗液为一适当的细流，尽可能节省洗滌液。深入洗液的长管下部稍向前弯曲，使得应用洗瓶时，当瓶倾斜时，最后的少量洗滌液亦得以利用。吹气管上端接連一小段橡皮管。当吹出洗滌液后，可将其咬住，就可使洗液总是充满着导出洗液的那一管。这样可以在洗滌沉淀时，防止洗滌液的突然喷出，力量过猛使沉淀溅失。



面 7. 洗瓶

洗瓶的頸部有时  
燕石棉綿裹捲起来，以使在用热洗液时不致燙手。

#### 六、蒸發皿与水浴鍋（面 8·9）


我們常用的是有咀帶柄的磁蒸發皿，容量約25毫升內壁應該是洁白光滑的。決不允許用攪棒連蒸發皿中刮動沉淀，（必要时用沉淀壺）。

一般情况下，用蒸發皿蒸發溶液是在沸水浴上加热。这样差不多和用烧杯在沙盤上加热一样快，并且避免溅沸，造成损失。

水浴一般用銅鍋。将蒸發皿或燒杯放在水浴鍋銅圈上时常用于水浴的沸腾，以免滑翻；因此最好把与蒸



面 8.



面 9.

发烫接触的那个铜圈用布条裹上。

茲常注意水浴鍋中，水是否已燒乾，否則燒干後，就成空氣浴，溫度會升得很高，致引起溶液的強烈沸騰而散失。

### 七、表皿(面10)

為凹面的玻瓈片，蓋濃燒杯、蒸發皿及漏斗。用時，表皿的凸面向下，這樣可以放得很穩，在當被液蓋的容器內的物質因反應發生氣體時必會產生溶液的飛濺，這些飛到表皿上的液珠（及冷凝的到表皿上的液珠（及冷凝的水珠）原容器而不致受損失。



面 10

### 八、過濾器

一般用定量濾紙，是用HCl及HF特殊處理過的濾紙，通稱無灰濾紙，我們所用的無灰濾紙比重約0.1—0.2毫克。

按照濾紙的厚薄、疏緊程度不同，有很多種，常用號碼或濾紙盒外的色來表示。如蘇聯的濾紙：蘭帶的最緊密，白帶的中等，黑帶的最疏松。美國的濾紙，按緻密的程度的次序為紅、蘭、白、黑帶。要根據沉淀的性質和沉淀的顆粒的大小來選擇適宜的濾紙。

有的沉淀不能在高溫下的燒後稱量，只能夠（或可以）在較低的溫度下烘乾來稱量，為此常利用古氏坩堝和玻瓈坩堝。（面11）。

玻瓈坩堝其底部為燒結的玻瓈砂，它具有大小不同的過濾能力，即有大小不同的微孔，通常以號碼表示：1號的孔大，是為粗粗沉淀用，4號孔最小，是最細小的沉淀用。2、3號者則介乎其間。用這坩堝可以在 $300^{\circ}$ — $400^{\circ}$ C下乾燥。但要注意加熱前要先經預熱，烘干防止爆裂。

古氏坩堝為底高帶的磁坩堝，用時將其底部填以一層薄而

均匀的细石棉，用抽滤器抽紧，烘干至恒重后使用。过滤沉淀时使用抽滤的办法。沉淀在这种坩埚中可以在 $130^{\circ}\text{C}$ 下烘干。


(附)：古氏坩埚的铺置把古氏坩埚洗干净后，放在抽气瓶上，先抽气，倒入少許較粗的石棉，等石棉下沉后，抽气，使石棉或平整均匀的一薄层，在继续抽气下，藉搅棒之助，倒入很細的細石棉纤维，倒约二、三次。石棉层的厚度要适当，

即将坩埚取下，底对着光，刚好可以看到其孔的模糊黑影就合适了。用热水洗石棉层二、三次，将能冲去的石棉丝也洗去，放在干表皿上，进烘箱中 $110^{\circ}-120^{\circ}\text{C}$


下烘干。第一次烘需1小时至1.5小时，烘后在保干器中冷却5分钟以上，称量。

第二次烘1小时冷却5分钟以上称量，如两次重量相差在0.3毫克以内，即已恒重。

有时怕在过滤沉淀时，将石棉丝冲起，常在石棉层上放一带孔的小圆磁板。其接装法可参考。  
面 13。



面 11  
玻瓈坩埚 古氏坩埚



面 12. 抽气过滤

(面 14)

所用的磁坩埚不要太大和太厚。常用的瓷坩埚可加热至 $1200^{\circ}\text{C}$ ，因壁厚温度难于达到像用铂坩埚那样高。瓷坩埚中

不能熔融碱金属碳酸盐、苛性碱，当然更不能与HF接触。使用前应用水、热的浓盐酸（洗去 $Fe_2O_3$ 、 $Al_2O_3$ ），浓硫酸（除去 $BaSO_4$ ）；洗涤，最后用蒸馏水刷干净。灼烧坩埚前，应先在烘箱中烘干或先用小火“舐”烧坩埚的各部，使其慢慢被烘干后，再逐渐升高温度。湿坩埚或放有湿沉淀的坩埚，绝不能突然用大火灼烧，否则很容易使其爆裂。

为了在实验过程中，不致搞混，常在坩埚上作出记号。为此，可在灼烧前，用兰黑墨水（用 $CO(NO_3)_2$ 更好）写号码于坩埚的外壁上，灼烧后即现棕褐色不退的字迹。

#### 十. 乾燥器（保乾器）

(图15)

不论是坩埚或是称量瓶，在称量前，一定要放置，等待其温度达到室温。由于空气中总含有一定量的水汽，因此冷却它们就不能放在桌面上，否则烘干后的试样，洗灼后的坩埚及沉淀会吸收空气中的水分。因此必须放在干燥器中冷却。

按照放在干燥器中的物质的吸湿性不同，需采用不同的水蒸气压。最常用的干燥剂是 $HgCaCO_3$ ，其它的一些干燥剂还有 $CaSO_4$ 、 $Al_2O_3$ 、浓 $H_2SO_4$ 、炒胶等。 $P_2O_5$ 、 $Mg(ClO_4)_2$ ，最强的干



图13. 古氏坩埚中  
小磁极之安装




图14. 磁坩埚




图15. 乾燥器（保乾器）

干燥剂，应用较少。

干燥器中有一带孔的白磁盘，孔上可以架坩埚，其它地方可放置称量瓶。用时要注意将磁盘及内壁擦干净。干燥剂不要放得太满，装至干燥器的下室的一半就够了，太多就容易沾污坩埚。

干燥器的身与盖之间应涂抹一层均匀的凡士林。启盖的方法是将盖向旁边推开。搬动干燥器时，应用拇指抓住其盖，防止滑落而打碎。

### 十一、試劑瓶

一般用带有玻功塞的細口瓶。有些試劑如高錳酸鉀，硝酸銀等溶液，由于对光線的敏感易起分解，因此这样的試劑應該保存在棕色的試劑瓶中。

由于苛性碱对玻璃的  
显著腐蚀，因此应記住貯  
放这种試劑时，應該用橡  
皮塞，如用玻功塞，則放  
置稍久，就会因玻功腐蝕，  
而使塞与瓶緊緊地接合在  
一起而无法啟开。

不得用試劑瓶制配溶  
液，特别是不可用來稀釋  
浓硫酸和溶解苛性碱，否  
則由于其产生大量的热常將瓶炸裂。注意試劑瓶是绝对不能  
加热的。

試劑装配好以后，应立刻貼上标签，註明品名、純度、浓  
度及装配日期。（圖16）




圖 16

## 重量分析的一般操作

这里也就就化二定量分析实验中的一般操作，作个简略地介绍。着重的指出一些同学常发生的一些错误。有关一些较特殊仪器的使用及操作，将在有关的实验中去介绍。

### 一、平均試样(參照用)

某批材料的平均試样，即一小部分材料(矿石、金属等)它的化学成分恰与整批材料的平均成分相一致。平均試样的选取，对生产具有极其重要的意义。如所取的不是平均試样则分析的结果会错误地表示整批材料，因而可以导致生产上的浪费和损失。

很明显如所取的不是平均試样，即便是最仔细地进行分析，也是没有任何意义的。

选取平均試样的量要根据原材料的颗粒的大小和均匀程度。

选取平均試样的方法要根据原材料的性质的不同(如合金，矿石就不同)而采取不同的方法。

我们在实验室中发给同学的試样，都是已经均匀好的。因此，我们不在这里详细介绍这方面的工作，同学有兴趣可以参考一些有关书籍。

### 二、試样的研磨和干燥

采取平均試样时，各个步骤中，需将試样逐步地粉碎和研磨。特别是最后制成功出样，必需研磨得非常细，否则就很难以十分之几毫克的称出样代表整批材料的平均组成。試样的性质不同，所需研磨的細度，亦各有不同。(要看試样的均匀程度，和是否容易溶解)。



根据試样的硬度不同，最后在不同的乳鉢中研磨称出样。乳鉢有磁、玻瓈、瑪瑙、石英等質料的，无论用以上何种乳鉢，都絕對不得用杵敲打，以击碎試样。（圖1丁）

根据試样的性质，在研磨过程中应注意防止可能引起的試样組成的变化。如  $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$  失去結晶水， $\text{CaCO}_3$  分解； $\text{Fe}^{2+}$  的氧化等。

研磨得很碎的試样，具有极大的表面会自空中吸附相当多的水份。因此称出样称取以前若不加以烘干，则測定組份的含量就不能正确的代表原材料中所含者。同样，称取基准物前也应适当地干燥（甚至灼烧）以除去吸附的水份，才能得到正确的結果。



圖18 試样的烘干

由于試样的吸湿性和性质不同，干燥所用的时间和溫度亦不同。所有的溫度即要趕走吸附的水，又应防止試样中組成水及一些其它揮发性物質的損失。一般所用的溫度为  $105^{\circ}-110^{\circ}\text{C}$  左右。将样式放在称量瓶里，盖子斜放在瓶口上。把称量瓶放在一干燥燒杯里在烘箱中进行干燥。乾燥試样需要足够的时间，而且最好經常攪動。

有时也用空气中干燥的試样（当然空气干燥的試样就應該用紙将称量瓶包好放在抽屉中保存，而不能放在干燥器中）

計各組份的百分含量时應該註明試样的干燥情况。

我們在实验室中发給同学的試样或基准物大多是已经研磨好的。

### 三、試样的称取

称取試样的量不可使得到的沉淀过多或过少。結晶形沉淀不超过0.5克，胶状沉淀不得超过0.1克。

称取試样的量是由兩次稱量之差來計算的。

先取一个洗净并干燥过的称量瓶，粗略地称一下它的空的重量（称到0.01克），把干燥冷却的試样，用小牛角匙放进称量瓶中，其量較需要量稍多，然后准确称量至0.1毫克，这时可以粗略地估計一下瓶中試样的量。

用左手自天平盤上將称量瓶取下（用紙條裹上！）将它举在准备要放試样的燒杯上。用右手将其盖打开，仍将盖举在燒杯上，防止沾在盖上的試样去落在燒杯外。將称量瓶慢々向下倾斜，用蓋輕々敲击瓶口，使試样落在燒杯中心，小心不要試样細粒撒落在杯外或吹散。倒完試样（用眼睛估計，倒出的量是否近于所需），把称量瓶慢々立起，在燒杯上將蓋好，再放在天平盤上准确称量。这样几次倒出試样，直至倒出的量和所需的量差不多（不差10%左右）。

为了称取一个試样，反覆倒出很多次是不好的。这样容易引起損失及試样的吸湿（特别是对吸湿性很强的物质），但对缺乏經驗者更应避免倒得过猛，致使倒出过多，这样只好把倒出的試样扔掉，重新称取。

試样絕不可以直接在天平上或紙上称。这种情况，不但会損害天平，而且还不可能把称出物毫无遺落地轉移到燒杯中去。用紙不但沾着大量試样，而且会由于試样湿度的改变和更严重的紙張的湿度的改变，而引起不正确的結果。

其它如要精确称出一定量的物质（如配0.10000N之 $K_2C_2O_4$ 溶液），称取揮发性物质（如碳）等，需用各別的特殊方法，这里就不一一介紹了。

#### 四、称出样的溶解



圖19. 試样的倒出

溶液或分解試樣的方法，要決定試樣的性質及其要測定的組份。要不使測定組份遭到損失（包括氧化還原）及不干擾以後的分析。

溶解時如會發生氣體（如碳酸岩石），則應先用少許水將試樣潤濕成糊，以防止氣體將輕細的試樣揚出。然後用表面皿將杯蓋好，凸面向下用滴管將溶劑向杯咀慢？逐滴加入，防止反應過猛。反應完了後，用洗瓶將表面皿內壁上沾着的溶液吹洗回燒杯里。

溶解試樣如須加熱，則必須用表面皿蓋好燒杯。加熱時要防止溶液劇烈沸騰和崩濺。

### 五、溶解的蒸發

如果溶液需要蒸發，則最好是在水浴鍋上進行，在石棉上或電熱板上溶液的蒸發上進行，需要很小心，勿使猛烈沸騰。蒸發時燒杯必須用表面皿蓋上。為了不致減低蒸發速度，表面皿用玻瓈釘或玻瓈三角墊起（面 20）。


蒸發濃酸或蒸發時会产生有毒氣體，則必須在通風橱中進行。

### 六、沉淀

進行沉淀的條件，即加入試劑的次序，加入試劑的量和濃度，加入量，沉淀時溶液的溫度，和沉淀的時間，都分別在各實驗的操作步驟中寫清。重要是正確遵照分析的具體步驟，不能任意加以修改，否則會產生嚴重的誤差。

沉淀所需的試劑溶液應事先準備好，濃度適當（準確至 1% 誤差就足夠了），因此一般加入固體試劑只需用粗天平稱取，加入液體試劑的量用量筒量取就了。

試劑如果可以一次加到溶液裏，則應將它沿着光壁倒入或



面 20

是将其沿着搅拌棒加到溶液中，要小心，不使溶液溅出。通常加入沉淀剂则是用滴管逐滴加入的，并同时搅拌，不使沉淀剂局部过浓。搅拌时不要使搅拌棒敲打和刮划烧杯壁。沉淀若要在热溶液中进行，则不得使溶液沸腾，否则会引起水星的溅出（也许看不见），最好使用水浴。

陈化沉淀时，烧杯应该用表面盖好，要根据沉淀陈化的時間和同学自己的实验时间及当地事先安排好。

### 七、过滤和洗涤

根据沉淀在灼烧中是否易被纸灰还原及称量物的性质，而决定采用过滤坩埚还是滤纸来过滤。若采用滤纸，则其大小聚密程度要看沉淀的性质，如 $BaSO_4$ 、 $CaC_2O_4$ 为微粒结晶沉淀，用较小而紧密者。（用直径为7cm者） $Fe_2O_3 \cdot xH_2O$ 为蓬松的胶状沉淀，质黏而体积庞大，难于洗涤，则需用较大而疏松者（用9cm者）。

将沉淀转移至滤纸上后，沉淀的高度不得超过滤纸的 $\frac{1}{3}$ 。滤纸放入漏斗后，绝不能高于漏斗，其边缘应将漏斗边低约0.5—1cm。

滤纸的折叠和安放：用洁净的手先将滤纸对折，使其圆边重合。再折叠时就必须看漏斗角的大小了。如果正好是 $60^\circ$ ，则滤纸就以对折成 $90^\circ$ ，但常？漏斗的制做不合乎規定，不恰是 $60^\circ$ ，则折叠时需将滤纸放在干漏斗中试一下，使折叠后，放入漏斗，滤纸恰好都贴着漏斗内壁，既无空隙，亦不出现皱褶，（可先用一张普通纸试之，量出一个适当的角度）。





圖22 沉淀剂的加入



摺疊好的濾紙，摺線都一定要通過濾紙中心。


摺好的濾紙，放入漏斗，用手指按住，以少許蒸餾水潤濕，使它貼在漏斗上，再移開手指。用清潔的手指按壓濾紙把藏在濾紙漏斗壁之間的氣泡趕走。如果濾紙不能貼緊漏斗或有皺摺即濾紙摺疊得不合适，在過濾時容易使濾紙破裂或沉淀小顆粒自摺摺處漏掉。

為了要將濾紙的雙摺部份緊貼在漏斗上，不留空隙，常把摺好的濾紙貼着漏斗壁的那一角先撕去。

濾紙放好後，用蒸餾水加滿，最好使漏斗頸內充滿了水，這樣可以大大加快過濾的速度，以及防止由於其中有氣泡，以致在過濾過程中引起濾紙震動，踲出沉淀。

漏斗必須放置得很端正，使其邊緣在一水平上，否則濾紙一面較高，在洗滌沉淀時，這部份較高的地方就不能經常被洗滌液漫沒，而使一部份杂质仍留在那兒。

過濾和洗滌：過濾時 液體最多加到



滤纸边缘下3—4毫米的地方，否则过高会使沉淀因毛细作用而超过滤纸边缘。

过滤时，放在漏斗下用以承接滤液的烧杯应该洗净的（即使滤液不要），以防止万一滤纸破裂或沉淀漏进滤液里，则滤液还可重新过滤。

过滤时漏斗的颈应贴着烧杯内壁，使滤液沿杯壁流下，不致溅出。过滤时应注意，不使滤液淹没和触及漏斗末端。

一般过滤是用倾注法。即待沉淀下沉到烧杯底部后上层清液先倒至漏斗上，尽可能不搅起沉淀。上层滤液倒出后，将洗涤液加于沉淀上搅起沉淀，进行洗涤，再静置片刻，待沉淀下沉，再滤出上层清液。这样一方面可加速过滤，不致使沉淀堵塞滤纸，而且对沉淀的洗涤，更加彻底。

如果可能的话，提高过滤时溶液的温度可以加快过滤速度。

具体操作如下进行：待沉淀下沉，搅棒（应洗净能完全被水沾湿）斜在右手垂直的立在滤纸的三层部份上方，（防止液体冲破滤纸），但勿接触滤纸（防止擦破滤纸）。然后另一手将放沉淀的烧杯拿起，使其咀贴着搅棒，慢慢的将烧杯倾斜，尽量勿搅起沉淀，将上层清液慢慢的沿搅棒倒入漏斗中。停止倾注液体时，用搅棒将烧杯往上提，扶正烧杯，这时要保持搅棒位置不动，绝不能让杯咀离开搅棒，这样才可以使最后一滴液体也顺着搅棒流下，而不致流到烧杯外面去。烧杯离开搅棒后将搅棒放回烧杯，但勿使它靠在烧杯咀上。

将20—30毫升洗涤液倒置沉淀上，将其淹没。搅起沉淀充分洗涤，待沉淀下沉后，再倾出和过滤溶液。在烧杯里洗涤沉淀的次数，要看沉淀的性质，结晶形沉淀洗2—3次就够了，胶状沉淀需要5—6次。

为了把沉淀转移到滤纸上，先用洗涤液把沉淀搅起（加入

洗涤液的量，应该是滤纸上一次能容纳得了的），将悬浊液立刻按上述的方法转移到滤纸上。这样大部分沉淀就可以从烧杯中移出。这一步骤最容易引起沉淀的损失，必须严格遵守上面所指出的一切规定。然后自洗瓶中，吹去洗液，冲下烧杯壁和搅棒上的沉淀，再搅起沉淀，转移到滤纸上。这样经过几次就可以将沉淀全部转移到漏斗中了。

转移沉淀还可

以用较快但较难的方法，

即把烧杯倾斜着靠在漏斗上，烧杯咀向着漏斗。

将搅棒架在烧杯口上，

下端向着滤纸的三部份，用洗瓶吹出的液流，冲洗烧杯内壁，涮出沉淀，转移到滤纸上（实验室中由教师再具体指导）。（图24）。

顽固地黏着在烧杯

壁上的沉淀，则需借助于沉淀吊将其取下。或甚至用一小块洁净无灰滤纸将其擦下，放在漏斗中的滤纸上，和主要沉淀合併。

在滤纸上洗涤沉淀是自洗瓶中吹出洗液来洗涤。吹出的

液流绝不能突然浇在沉淀上。需要如下地进行：在水槽上先吹出洗液，使洗液充满洗瓶的导出管后，咬住橡皮管，再将洗瓶

靠在漏斗上，吹出之液流在滤纸的三部份较边缘稍下的地方，然后再螺旋地自上而下洗涤，并借此将沉淀集中到滤纸圆锥体的下部。




图24 沉淀的转移

— 16 —