

森 林 植 物 学

(解剖部分)

讲 授 提 纲

广东农林学院林学系

森林植物学教研组

1975年12月

第一单元 植物解剖的一般研究方法

一、目的要求：为了顺利开展学习和把理论与实践紧密结合起来。必须首先认真掌握和熟练植物解剖的几个基本的研究方法，这些研究方法自始至终贯穿全部教学和科研全过程的，因此，要求认真掌握和不断地提高熟练程度。

二、具体内容：植物解剖的一般研究方法分为三部分，详细说明如下：

一、显微镜的构造及使用技术：

使用显微镜是观察与研究植物内部结构的主要仪器，放大倍数为20—1500倍，物象放大的倒象。

显微镜构造较复杂，要求取出显微镜，参照下列说明及插图，认真弄清机械和光学两部分的构造，原理及其操作技术。

(一) 显微镜的构造

(1) 机械部分

1. 镜座：是显微镜的基部，呈马蹄形，它的作用为固定显微镜。

2. 镜柱：自镜座向上直立，支持显微镜的其他部分。

3. 镜臂：呈弯曲的弓状，与镜柱相连，为取用显微镜时的把手。

4. 倾斜关节：它一方面联系镜柱和镜座，另方面显微镜可以由垂直位置转为倾斜状态(倾斜极限为 90°)

5. 载物台：方形或圆形，在镜筒的下方。载物台的中央有一圆孔，使光线易于透过。它承载着被观察的标本。在载物台上有一对压片夹(或称压舌器)用于压住载物台上的标本。

6. 镜筒：通常长颈为160毫米的圆管，下端接转换器。

7. 抽筒：活动地镶在镜筒内，当抽筒从镜筒抽离时，可使物象加倍放大，但目前所用的显微镜没有抽筒装置。

8. 转换器：装在镜筒下端，转换器上装有各种不同倍数的接物镜2—4个，我们可根据需要转动转换器选用接物镜。

9. 微动螺旋：装在镜臂上，它可以使镜筒上下微动，用以做微动，微微地调整接物镜的焦距，使物象清晰。

10. 粗动螺旋：装于镜臂上，它可以使镜筒粗放升降，用于粗放地调整接物镜的焦距，使物象粗放轮廓。

(2). 光学部分：

1. 反光镜：装在镜柱上，有凹平两个镜面。

2. 集光器和光圈：在载物台上前方。集光器是由数块凸透组成，可使散光集中，增加光线强度。光圈则是由许多藉扣针可以拆开的钢片组成可以使光圈放大或缩小，但有些显微镜仪装有圆盘式的遮光板，其上有若干个大小不等的小圆形的透光孔，转动这圆盘各个开孔就能调节光线的强弱。

3. 接物镜：它是由数个透镜组成的，透镜的直径愈小，则显微镜的倍数放大愈大。通常在显微镜的转换器上装有不同倍数接物镜二至三个，其中有一个是直径最小的透镜倍数最高，称为油镜。（我们目前用的显微镜没有安上油镜）

4. 接目镜：活动地转于镜筒上端，它是由两个透镜组成的，能与接物镜相互配合，可得不同放大部数的物象。

(三). 显微镜的操作技术：

1. 拿取显微镜：

在拿取显微镜或移动显微镜时，必须用右手紧握住镜臂，将显微镜从镜箱轻慢地抽去。注意切勿使目镜与镜箱等部相碰，抽去时之后，应用右手握住镜臂，左手托着镜座水平放置，以防反光镜或接目镜堕落地面，碎破透镜。


2. 安置显微镜：

将显微镜放于实验室上的适当位置，镜座离台边正放大约7-8厘米。显微镜安好后，不能再移动，安置左手压住镜座，右手拿着镜臂，按需要将镜臂倾斜。

3. 清洁显微镜：

(1). 用粗布清洁显微镜的机械部分。

(2). 用擦皮清洁光学部分。(如发现接物镜粘有胶时，则可用



绸布沾少许二甲苯擦之)。擦光学部分不宜用太大的压力, 而且镜筒透镜中心旋转擦之为宜。

4. 显微镜配光:

转动转换器, 必须使用低倍镜与镜筒成一直线, 然后将反光镜对准散光, 用反光镜的凹面或平面镜各自配光, 但在弱光条件下需要用凹面镜配光, 直至视野中的光明度呈淡白色为宜。

5. 粗定焦距:

将切片标本置于载物台上透光孔上然后用压片夹住标本, 然后, 使用粗动螺旋定低倍接物镜的焦距,(注意: 粗动螺旋向外转动时镜筒下降, 向内转动则上升), 即使低倍的接物镜抬高, 至离标本3—5毫米的高度, 这时必须注意接物镜的下降, 以防接物镜碰着标本。如所定焦距不适合要求时, 或因操纵粗动螺旋过猛而重焦距不适合要求时, 需要如前法重新操作粗动螺旋, 定出适合要求的焦距。切勿盲目使接物镜下降, 以免碰碎切片与物镜, 高倍接物镜的焦距粗定法与低倍的相同, 维持高度约为1—2毫米。

6. 显微镜观察:

观察每个标本, 先在低倍镜下进行观察, 因为低倍观察的视野宽, 这样, 很容易观察到标本的主要部分及其与主要部分相关的部分, 然后进一步将所要观察的个别部分移至于低倍镜的视野中央, 转高倍镜进行观察, 但有的显微镜需要微之提高镜筒, 如致植物的倍数更高, 则需要用油镜观察(在玻片上加上柏油一小滴, 将油镜埋入油滴中, 调动微动螺旋, 务勿使用粗动螺旋, 即得所要求的物象, 如果遇光线影响物象的清晰时, 可用集光器与光圈或遮光板调节之)。

7. 显微镜的收存:

显微镜应妥为保护, 防使生灰, 湿热及挥发性化学物质的影响, 实验完毕后, 宜立即清洁一次, 同时必须将低倍接物镜转向镜筒, 或将无接物镜的孔转向镜筒, 并将镜筒下降, 使接物镜接近载物台, 但勿使接物镜折入透光孔中, 最后, 小心将显微镜放入镜箱中。

(三)、临时制片的方法：

1. 徒手切片法：

(1), 先将刀先和材料在水^中浸湿，以右手持刀柄，刀口向内，左手大拇指和食指垂直夹住材料上端约伸至2-3毫米(如材料柔嫩或细小，应先把它裹在木通或软木塞中)。

(2), 位置固定后，即可进行切片，刀口应自左方向右方斜滑，不可向内平切。或自内向外切，注意每切一片是一次连续的移动，不能像拉锯子似的短促断续的动作，否则切片不平，且易撕裂。

(3), 每切一片，将刀先在水中浸一下，使切片落入水中，然后从中选择最薄最好的切片。

(4), 用镊子取去材料，置于载玻片中央，加1-2滴无菌水于切片上，再用镊子盖住盖玻片一端，使另一端与载玻片上无菌水接触，轻而缓慢地将材料盖上，如无菌水过多可用吸水纸吸去多余水分，过少可在盖片边缘补足。

(5), 在低倍镜下检查，如切片切得较薄，可清楚看到一格格像蜂窝状的细胞群，每一格为一个细胞。

2. 撕片法：

用镊子撕取红花羊蹄甲花被的外表皮一小块，放在载玻片上，滴加1-2滴无菌水，盖上盖玻片，制成临时片，用低倍镜观察，见许多长方形或多角形，或波浪形的格格，这就是细胞，选1-2个最清晰的细胞，移到视野中央，转向高倍物镜，可看到包围细胞外层的细胞外层的细胞壁，在细胞的中央有一球形的细胞核。

3. 涂片法压片法：

自红花羊蹄甲花卉取去花药，用力将两端切去，然后将切断的花药放在载玻片中央，用锋利小刀，将花药压碎，使其花粉散布开来，载玻片上即涂上一层花粉粒，然后滴加一小滴无菌水，制成临时片，在显微镜下观察便可见到许多呈黄色的三角形的花粉粒。

（四）显微镜绘图技术：

- （1）在开始绘图之前，先将绘图纸根据实验要求进行规划。即在一张绘图纸上绘制那些图，如何合理布置。
- （2）在显微镜的视野里按要求选定该标本最清晰的部分，先观察该部分或细胞的长度与宽度，以及与其它各相连部分的比例，轻轻地绘出大概的轮廓然后再将各部分描绘清楚，并注明各部分名称。
- （3）图内颜色的深浅，应用不同密度的小圆点来表示，图各部分名称引线应一律放在图的右方，并平行排列，图的名称则应写在图的下方。
- （4）绘图注意整体，比例正确，线条均匀，整洁清楚。

第二章 植物细胞

植物体都是由各种不同的细胞所构成的，从而进一步了解植物细胞的一般形态、特征、大小和它们的基本构造。

一、细胞的形态（参见 171 页）

取小片竹叶分离材料，放在载玻片上，滴上蒸馏水，制成临时片，在显微镜下观察，则见到许多大小、形状不同的细胞。

二、细胞的构造（参见 172—174 页）

撕取红花羊蹄甲（或者栎叶）花瓣的外表皮，制成临时片，在显微镜下观察，其细胞壁呈长方形或多角形（或波浪形），部分细胞可见一球形无色的细胞核，核以外为细胞质。

三、细胞中的质体（参见 175 页）

1. 白色体——取杨或油茶根尖永久片观察，在细胞核周围有许多无色，球形的小体，即为白色体。

2. 叶绿体

取大叶桉或苦栎叶，捲成紧密圆筒状，横切，选取最薄一片，滴上蒸馏水，制成临时片，观察在叶肉细胞内可见到绿色，圆形或椭圆形的叶绿体。

3. 桂色体

取柑或橙的果皮，切成小块后制成临时片，观察，在薄而清楚的地方可见在细胞质中有许多橙红色，呈多边形、斜形等不规则形状的桂色体。

四、细胞中的贮藏营养物质（参见 176 页）

1. 淀粉粒

2. 固体质（糊粉粒）

3. 脂肪

取石栗种子切成极薄切片，放在载玻片上，加一滴苏丹Ⅳ溶液静至 5—10 分钟，再滴一滴甘油洗去多余的苏丹Ⅳ，然后再加上一滴碘氯化钾，盖上盖玻片，放在显微镜下观察，则可见到被染成兰色的淀粉粒，黄色的固体质，以及橙红色的呈球状或不规则状的脂肪。

(淀粉遇碘变碘化钾变兰色，蛋白质和脂肪遇苏丹Ⅳ分别呈黄色和橙黄色)。

五、细胞壁的变质 (参阅178页)

1. 木质化细胞壁——取杏株或木永久切片观察可见到许多至红色厚壁细胞，即为木质化细胞壁。(制片时染料内有红，木质素遇碘呈红色)，如有时间可取杏株茎横切成薄片滴加一滴番红，盖上盖玻片观察。

2. 木栓化细胞壁

撕取白千层树皮一小块放在载玻片上滴加一滴苏丹Ⅳ溶液，盖上盖玻片，观察可见到深棕色的细胞壁，这些细胞壁为木栓化。

3. 角质化细胞壁

取大叶桉叶捲成紧密圆筒状，横切，选取最薄一片放在载玻片上加一滴苏丹Ⅳ溶液盖上盖玻片观察，可见其表皮外有一层棕红色的角质层。

六、胞间连丝

取柿胚乳永久切片观察，可见其细胞为多边形，具有厚的细胞壁，小而圆的细胞腔，注意细胞壁上有许多细丝，称胞间连丝，它们把细胞互相联系起来，构成一个整体。

七、细胞的有丝分裂 (参阅179页)


取移或油茶根尖永久切片观察，边观察边转动可见到细胞有丝分裂四个时期。

1. 前期：核仁，核膜消失，染色质变为染色体(染色体在切片上呈深紫色，短条状)。

2. 中期：纵裂的染色体排列在细胞中央，赤道面上，形成纺锤丝。

3. 后期：染色体分别移向两极。

4. 末期：染色体变成染色质，核仁，核膜重现，中间出现胞隔层，形成两个子细胞。



第三单元 植物的组织

(参见教材 182~190页)

植物组织的类型

一、分生组织 (参见 182~183 页)

1. 顶端分生组织：取根尖或茎尖永久切片观察顶部细胞。其细胞体积小，壁薄，核大，原生质丰富，排列紧密无间隙。因它位于植物顶部，所以称顶部分生组织。
2. 侧生分生组织：取红木或苦楝茎永久切片观察，在木质部（红色）和韧皮部之间有若干层排列整齐的长方形细胞，称为形成层。

再在示意图观察桉树茎横切，在周皮里面，木栓层与栓内层之间有一~数层扁长排列整齐的细胞为木栓形成层。

二、基本组织

1. 贮藏薄壁组织：取马尾松或红木茎横切面切片，观察中央髓部细胞，细胞壁薄，排列疏松，常含淀粉质。
2. 吸收薄壁组织：观察柠檬根毛，它是由许多表皮细胞向外突出而成。

三、保护组织：

1. 表皮及气孔：撕取苦楝或田生叶的下表皮，可见到表皮细胞的正面观，细胞壁波浪形，在表皮细胞上有许多由两个半月形的保卫细胞构成的气孔器。
2. 木栓层及皮孔：取苦楝茎横切切片，观察外面深褐色部分为周皮（它是由木栓层、木栓形成层、栓内层三部分构成）。在周皮上有向外突出的皮孔。

四、机械组织 (参考 185 页)

1. 厚角组织：取泡桐幼茎横切切片，在表皮下方有若干

森林植物讲授提纲

层角部加厚的细胞，这部分称厚角组织。

2. 厚壁组织：（参考 185 页）

1) 纤维：分木纤维和韧皮纤维两种，在木质部的称木纤维，在韧皮部的称韧皮纤维，木纤维一般比韧皮纤维短。

取苦楝茎分离的木纤维和韧皮纤维观察，其纤维呈长纺锤形细胞壁厚，腔小。

2) 石细胞：观察示范镜的椰子果肉切片，其细胞壁强烈增厚，细胞腔小，壁上有分枝的纹孔道。

五. 输导组织（参考 186 页）

1. 导管：取竹茎分离材料或切片观察，在木质部中可找到一些长管状细胞壁上呈螺纹、环纹、梯纹、网纹、孔纹加厚。即为各种类型的导管，横切面为圆形，或多角形。

2. 管胞：取松的分离材料，可见到被染成红色的管胞，两端倾斜而尖，细胞壁上有圆形的具缘纹孔。

3. 筛管、伴胞

取竹切片观察，在韧皮部一些被染成绿色，细胞壁薄，上下连接中间略收缩的管状细胞，两端有筛板，这些细胞称筛管，旁也有长梭状的伴胞。

六. 分泌组织：——分泌分生组织和内分泌组织

1. 取柠檬桉幼叶观察腺毛，再取桉叶照光观察其分泌腔（即油点）。

2. 取马尾松茎横切永久片，在木质部和皮层有一些被染成兰色，薄壁的细胞（称上皮细胞）围绕的腔道称分泌道，因为它分泌树脂所以又称为树脂道。

3. 取橡胶茎纵切永久片，观察，在韧皮部有许多被染成浅红褐色分枝的管道。这就是乳汁管。

植物组织表解

组织名称	位置	功能
分生组织 顶端分生组织 侧部分生组织 居间分生组织	根、茎顶部 形成层 木栓形成层 茎节间及叶基部	使植物长高 使植物增粗 使植物长高
保护组织 表皮及气孔 周皮及波孔	植物体外表	保护
基本组织 吸收薄壁组织 同化薄壁组织 贮藏薄壁组织	根尖 叶肉 植物体各部分	吸收 光合 贮藏
机械组织 厚角组织 厚壁组织 纤维 石细胞	表皮下方 韧皮部 木质部	机械 支持
输导组织 导管、管胞 筛管、伴胞	木质部 韧皮部	运输水分 无机盐 运输风化产物
分泌组织——腺毛、腺鳞、蜜腺等 分泌腔、分泌道 乳汁管等。	植物体各部	分泌

第四单元 根的解剖

(参教材 191~200页)

一、根的生理机能 (参教材 191页)

二、根的伸长生长及初生构造 (参教材 191~193页)

1. 根尖分区与根的伸长生长:

取柠檬幼根从外形观察根尖部分的形态，分别根冠、分生区、伸长区和成熟区的位置和特点，再取根尖切片，先放在解剖镜下观察各部分的放大构造，然后放在显微镜下详细观察根冠、分生区、伸长区、成熟区四个分区的显微构造，掌握各区的细胞变化特点。

2. 根的生长动态与吸水，吸肥的关系 (参教材 193页)。

3. 根的初生构造 (参教材 194~196页):

弄清根的初生构造怎样发展以后，着重研究其初生构造的各部分的特征和它的机能，取根初生构造横切片，首先用解剖镜观察各部分放大构造，然后用显微镜从外至内详细边同学边观察①表皮、②皮层(分外皮层、皮层薄壁细胞、内皮层)、③中柱(分中柱鞘、维管束)。

4. 侧根的发生 (参教材 196~197页)

三、根的增粗生长和次生构造 (参教材 197~200页)。

取麻栎木的老根，徒手切成薄片，染色后制或临时切片进行显微镜观察，在观察过程中着重分析形成层和木栓形成层在什么部位产生的，形成以后由于它的活动是怎样引起根的增粗变化的，根据图4~6所列的着重了解其增粗过程。

四、根瘤和菌根及其在生产上的意义。 (参教材 200~201页)

根的表解

初 生 构 造	次 生 构 造
① 表皮	消失
② 皮层 外皮层	消失
皮层薄壁细胞	消失
内皮层	消失
中柱鞘	① 木栓层 ↓ ② 木栓形成层
维管束 初生韧皮部	③ 桤内层 ④ 次生韧皮部 ⑤ 形成层 ⑥ 次生木质部 ⑦ 初生木质部(保留)
初生木质部	

第五单元 茎的解剖

(参改教材 201~215页)

一、茎的生理功能 (参改讲义)

二、芽的构造

首先弄清为什么在茎之前先学习芽的构造。然后取叶芽的纵切片放在解剖镜下按图 4-10 所示，分辨芽的叶原基、生长点、腋芽原基等部分。

三、茎的伸长和茎尖分区。

与根进行比较进行同学。

四、双子叶植物茎的构造。

1. 茎的初生构造：取麻栎、杉树或油木茎徒手制成立时切片，先用肉眼观察其宏观的各部分，然后用解剖镜观察其放大构造，最后放在显微镜下边自学，边观察各部分的显微构造：①表皮，注意细胞外壁特点；②皮层；③中柱，(中鞘壁，维管束，髓，髓射线)。观察时注意它与根的初生构造有何异同之点。

2. 茎的次生构造：学习这部分可参照学习根的次生构造方法进行，取麻栎、杉树茎横切片先用肉眼，再用解剖镜先弄清各部分的宏观和放大构造，然后用显微镜详细观察各部分的构造，并着重弄清楚形成层，木栓形成层产生的位置和根有何不同？次生结构：①，木栓层，②，木栓形成层，③，栓内层，④，次生韧皮部，⑤，形成层，⑥，次生木质部，⑦，初生木质部(保函)，⑧，髓，⑨，髓射线(保函)。

3. 茎的次生木质部：

①，年轮与生长轮：取湿地松、杉树、麻栎，油木等茎先用肉眼观察年轮的宏观构造，分辨早材与晚材的位置，试计其它们的年轮，并根据年轮的分布分析树干生长情况。

②，边材与心材：参改讲义及示范所列各种树木的边材与心材的宽度和颜色的比较。

③. 环孔材与散孔材：取苦楝、桉等茎的横切片，放在解剖镜下观察它们各属什么类型的孔材。

④. 木材三切片：先掌握三个切面的切法，然后取湿地松、杉树、苦楝、榆木，用肉眼观察它们的年轮，射线在三个切面的宏观构造情况，再用放大镜观察它们的放大情况，最后取马尾松茎或杉茎三切面的切片，用显微镜观察它们的微观构造。

茎的表解

初生构造	次生构造
① 表皮	① 木栓层 ↓
② 皮层	② 木栓形成层 ↓
③ 中柱 中柱鞘 初生韧皮部 维管束 初生木质部 髓 髓射线	③ 桦内层 ④ 次生韧皮部 ⑤ 形成层 ⑥ 次生木质部 ⑦ 初生木质部（保留，但不容易看到） ⑧ 髓（保留） ⑨ 髓射线（保留伸展）

五. 裸子植物茎的构造特点。

用比较的方法来掌握裸子植物茎的构造特点。取马尾松茎横切片，用解剖镜观察它的放大构造，然后用显微镜详细从外至内观察各部分，并与双子叶植物的茎进行构造上（重点是韧皮部