

说 明

为了适应我国工农业生产、科学研究、文教卫生等各项事业对化学试剂的需要，中国医药公司组织上海化学试剂采购供应站、北京医药采购供应站、天津市化学试剂批发部汇编了这本“化学试剂目录”，供化学试剂的使用、经营、生产者参考。

一、目录分为正文、中英文索引、分类索引三个部分。共列入 8561 种化学试剂。在正文中每个品名列有中文、英文名称，别名，化学式，分子量，规格，包装，价格，危险性质以及贮存条件等项。

二、品名的第一名称以学名为主。对有些已普遍使用俗名、译名或学名冗长生疏的试剂，仍将俗名或译名作为第一名称。

三、目录按英文字母的顺序编排。品名前有 *o*, *m*, *p*, *iso*, *sec*, *tert*, *cis*, *trans*, *sym*, *asym* 等，均不作英文字母的顺序。中文索引按笔画顺序排列。品名前有 1, 2, 3 或 α , β , γ 等也不作笔画顺序。

四、凡属 1972 年交通部颁发的“危险货物运输规则”中所列入的化学试剂，在品名的右上角标有“危”字，并依照“危险货物运输规则”的分类，在危字后面标有“1—10”的字样。即：1. 爆炸品，2. 压缩气体和液化气体，3. 易燃液体，4. 自燃物品，5. 遇水燃烧物品，6. 易燃固体，7. 易燃气溶胶，8. 毒害品，9. 腐蚀性物品，10. 放射性物品。凡未列入“危规”编号的危险物品应按有关规定办理。

五、有些需要冷藏，防冻和避光贮存的商品，注有“冷”“防冻”“避”字样。由于有些资料所述不一，因此注明的贮存条件仅供参考。有些生物染色剂标有“C.I.No.”的是指 1956 年染料索引的编号。

六、目录中所列商品价格是参考价格。购买时以各地的销售价格为准。注有“*”符号的是进口商品的价格。

七、品名的编号，是品名的顺序号，供查阅用。

中国医药公司《化学试剂目录》汇编组

一九八一年十二月

各地经营化学试剂的单位及地址

单位名称	地址	电话	电报	邮政编号
中国医药公司上海化学试剂采购供应站	上海市宁波路 52 号	219651	6107	200002
中国医药公司北京采购供应站化学试剂科	北京市东四南大街 160 号	552326	3007	100010
中国医药公司广州采购供应站化学试剂科	广州市南方大厦五楼	87360	2661	510050
天津市化学试剂批发部	天津市和平路 276 号	21566	0276	300020
沈阳市医药公司化学试剂玻璃仪器批发站	沈阳市市府大路二段 16 号	23169	0707	
成都市医药公司化学试剂批发部	成都市二仙桥	91676	6107	610050
陕西省医药公司化学试剂玻璃仪器商店	西安市东大街 139 号	23373	4720	710000
四川省				
重庆医药采购供应站化学试剂商店	重庆市沙坪坝区石桥铺建新路 38 号	23204	6107	630039
自贡市医药公司	自贡市自流井区自由路 32 号	2731	6829	643000
渡口市医药公司	渡口市大河北路	2713	6829	617067
万县医药采购供应站	万县市二马路 132 号	719	5673	643000
宜宾医药采购供应站	宜宾市东街 83 号	5009	5522	644000
绵阳医药采购供应站	绵阳市东方红大桥头	3367	6829	621000
南充医药采购供应站	南充市大北街100号	529	2624	637000
贵州省				
贵阳市医药公司化学试剂商店	贵阳市中华南路 213 号	23818	6471	550002
遵义地区医药采购供应站	遵义市万里路 31 号	3231	6829	552000
都匀医药采购供应站	都匀市新市街 72 号	2706	6829	558000
铜仁地区医药采购供应站	铜仁县	80	5673	554000
云南省				
昆明市医药公司化学试剂玻璃仪器批发商店	昆明市青年路 65 号	3060	0495	650021
下关医药站	下关市二号桥南	5788	6829	671000
开远医药采购供应站	开远县甸中村	233	6829	661000
西藏自治区				
西藏自治区医药公司	拉萨市北郊	22589	5522	850003
陕西省				
渭南地区化学试剂玻璃仪器商店	渭南县西郊沟李村	2207	5522	714000
宝鸡市医药公司化学试剂玻璃仪器商店	宝鸡市石坝河	2180	5673	721006
汉中县药材公司化学试剂商店	汉中县铺镇	7349	3018	723007
甘肃省				
兰州医药采购供应站化学试剂玻璃仪器商店	兰州市大砂坪五一新村 2 号	23677	0495	730046
天水医药采购供应站	天水县北道镇	22	4070	741100
张掖医药采购供应站	张掖县西大街	2232	5673	734000
甘肃省医药总公司驻咸阳采购供应站	咸阳市东风路 15 号	2957	5673	713000
青海省				
青海省医药公司	西宁市东大街 131 号	7811	5522	810000
宁夏自治区				
宁夏回族自治区医药公司医疗器械化学试剂商店	银川市解放东街 93 号	4288	2750	750001
新疆自治区				
新疆自治区医药药材公司乌鲁木齐化学试剂玻璃仪器商店	乌鲁木齐市南昌北路	3431	5898	830000
哈密地区医药公司	哈密市爱国路一号	2359	2231	839000

单 位 名 称	地 址	电 话	电 报	邮 政 编 号
河南省				
郑州市医药公司	郑州市德化街 92 号	3977	6371	450000
开封市医药公司	开封市寺后街 39 号	3549	6111	475000
信阳市医药公司化学试剂玻璃仪器批发部	信阳市红星路 124 号	511		464000
安阳市医药公司	安阳市红旗路	3338	5673	455000
新乡市医药公司	新乡市柘榴园街 140 号	3619	6829	453000
南阳市医药公司	南阳市孙家楼 1 号	5202	6829	473000
洛阳市医药公司西药批发部	洛阳市北大街 200 号	51235	5522	471001
许昌市医药公司	许昌市南街 50 号	1381	6829	461000
平顶山医药公司	平顶山市矿工路	162	1961	
驻马店地区医药公司	驻马店市人民路 59 号	551	6829	463000
湖北省				
武汉市医药公司化学试剂玻璃仪器批发商店	汉口民权路 166 号	53414	3372	430020
武汉医药批发站	汉口江汉路 12 号	54683	7571	
沙市市医药公司化学试剂玻璃仪器商店	沙市市东区北京路	2819	2624	434000
宜昌地区医药公司	宜昌市杨岔路	2771	1044	443000
黄石市医药公司器械试剂玻璃批发商店	黄石市交通路 16 号	2550	5522	435000
襄樊医药批发站	襄樊市长征路 115 号	2344	3993	441000
湖南省				
长沙市医药器材公司化学试剂玻璃仪器批发部	长沙市大庆路 322 号	23801	0023	410002
株洲市医药器材公司药械批发部	株洲市人民路	2367	6007	412000
邵阳医药采购供应站化学试剂玻璃仪器批发部	邵阳市朝阳巷 38 号	2546	5541	422000
常德医药器材采购供应站	常德市人民东街 154 号	948	5522	415000
衡阳医药器材采购供应站	衡阳市先锋路 40 号	3996	5115	421001
湘潭市医药器材批发部	湘潭市兴无路 350 号	2607	2075	411150
广西自治区				
南宁医药批发站	南宁市杭州路 22 号	4127	4541	530006
柳州医药批发站	柳州市五一路	3778	6829	545001
桂林医药批发站	桂林市解放东路 54 号	3413	5522	541001
梧州医药批发站	梧州市河西文兰路	1521	5522	543002
玉林医药批发站	玉林县火车站	3237	5522	537001
金城江医药批发站	河池县金城江镇	788	5522	547000
广东省				
广州市药品公司化学试剂玻璃仪器批发商店	广州市人民南路 101 号	82979	2448	510050
汕头市药品公司医药器械批发部	汕头市升平路 35 号	3830	2624	515000
湛江市药品公司	湛江市霞山区友谊路 20 号	2993	5522	524000
海口市药品公司医药批发部	海口市中山路 35 号	2202	5599	521000
茂名市药品公司	茂名市工业大道商业大楼	2420	0756	525150
韶关市药品公司医药批发部	韶关市新韶北路 56 号	2186	5522	517000
上海市				
上海化学试剂商店	上海市福州路 123 号	211830	5155	200002
江苏省				
南京医药采购供应站	南京市太平南路 119 号	44673	0055	210002
无锡医药采购供应站	无锡市工艺路 43 号	3409	5522	214005
扬州医药采购供应站	扬州市南通路 130 号	22340	6829	225000
南通医药采购供应站	南通市人民路 127 号	3036	4400	226001

单 位 名 称	地 址	电 话	电 报	邮 政 编 号
连云港医药采购供应站	连云港市新浦区海昌路 81 号	2473	5522	222000
盐城医药采购供应站	盐城县沿河中路 9 号	769	5673	224000
常州医药采购供应站	常州市南大街 485 号	3217	1122	213000
淮阴医药采购供应站	清江市淮海南路	655	5522	223000
镇江医药采购供应站	镇江市劳动路	21767	5673	212002
徐州医药采购供应站化学试剂玻璃仪器批发部	徐州市淮海东路 66 号	3112	1515	221000
苏州医药采购供应站	苏州市观前街 226 号	3526	6829	
浙江省				
杭州医药采购供应站	杭州市棚桥弄 2 号	21881	1525	310006
台州医药采购供应站	临海县城关三角马路	2933	0022	317000
加兴医药采购供应站	加兴市斜西街口	3446	2624	314000
金华医药采购供应站器化批发部	金华市工农街 200 号	5094	6829	321000
宁波医药采购供应站	宁波市新风街 255 号	2253	6829	315001
温州医药采购供应站	温州市解放南路	3232	6829	325000
安徽省				
合肥医药采购供应站	合肥市延安路 9 号	3526	6829	230001
安徽省中药材公司安庆采购供应站	安庆市人民路 137 号	2105	5673	246000
芜湖医药批发站	芜湖市芜纺路 95 号	3418	5522	241000
淮南市医药公司	淮南市田家巷淮舜中路 74 号	2774	5673	232011
淮北市医药公司	淮北市相山淮海路 84 号	2814	5522	235000
蚌埠医药批发站	蚌埠市东风路 437 号	6762	5522	233000
福建省				
福州医药采购供应站	福州市兴无路 52 号	2862	0004	350000
厦门医药采购供应站	厦门市中山路 57 号	4535	1153	361003
漳州医药采购供应站	漳州市新华北路 50 号	32	5522	363000
三明医药采购供应站	三明市列东大街	2491	6329	365000
龙岩医药采购供应站	龙岩县城关	332	5673	364000
南平市医药公司	南平市五一四路 220 号	40	5522	353000
江西省				
南昌市医药公司	南昌市中山路 306 号	52110	1110	330009
九江医药分公司	九江市朝阳路 29 号	4775	1234	332000
上饶医药分公司	上饶市红卫路 69 号	3914	5522	334000
吉安医药分公司医疗器械化学试剂批发部	吉安市井冈山大道	2950	5522	343000
赣州医药分公司	赣州市红旗大道	3581	5522	341000
山东省				
济南医疗器械分公司化学试剂玻璃仪器 批发部	济南市经二路纬五路	34400	4576	250001
济宁医疗器械分公司化学试剂玻璃仪器 批发部	济宁市革命东路	3886	5522	272100
德州医疗器械综合商店	德州市新兴街 46 号	2231	5522	253000
枣庄医疗器械综合商店	枣庄市东方红路 18 号	169	5522	277100
泰安医疗器械综合商店	泰安县红卫西路	5673	171	271000
聊城医疗器械综合商店	聊城县青年路	676	6829	252000
青岛医疗器械分公司化学试剂玻璃仪器批发部	青岛市金华路 6 号	51533	6829	266041
烟台医疗器械综合商店	烟台市朝阳街 13 号	2060	6829	265000
临沂医疗器械综合商店	临沂县东风街 120 号	2461	5522	276000
菏泽医疗器械综合商店	菏泽县建国路	238	5673	274000

单位名称	地址	电话	电报	邮政编号
淄博医疗器械分公司化学试剂玻璃仪器批发部	淄博市张店区向阳三路 26 号	21381	6829	255000
潍坊医疗器械综合商店	潍坊市和平路北段 163 号	3085	2624	261000
北镇医疗器械综合商店	山东省北镇	568	0892	250001
北京市				
北京医药采购供应站化学试剂批发商店	北京市东四南大街 160 号	551319	0495	100010
河北省				
石家庄地区医药采购供应站	石家庄市道岔街 10 号	3448	2112	050000
唐山医药采购供应站	唐山市陈谢庄后街 51 号	3998	5522	063001
保定地区医药采购供应站	保定市	3204	4541	071000
张家口医药采购供应站化学试剂玻璃仪器批发商店	张家口市武城街 60 号	2755	6829	075000
邯郸医药采购供应站	邯郸市和平东大街	2070	5673	056001
承德地区医药采购供应站	承德市翠桥南	3533	5522	067000
邢台地区医药公司器械批发部	邢台市东方红大街	2121	7346	054001
衡水地区医药公司	衡水县革命路 88 号	2633	5522	053000
秦皇岛市医药公司	秦皇岛市建设路 35 号	4450	5522	066000
沧州地区医药公司	沧州市车站南街	2204	5673	061000
山西省				
太原医药采购供应站化学试剂部	太原市南太堡	72788	5840	030006
大同医药采购供应站化学试剂玻璃仪器批发部	大同市西门外	2952	2960	037005
临汾医药分公司化学试剂玻璃仪器部	临汾市北洪家楼 3 号	3187	2450	041000
忻县地区医药公司化学试剂玻璃仪器批发部	忻县太同路 14 号	2084	6829	034000
晋东南医药采购供应站化学试剂部	长治市华丰路 92 号	2427	5671	046000
运城医药采购供应站化学试剂部	运城县北郊	2893	0361	
阳泉医药采购供应站化学试剂部	阳泉市三角线仓库	2209	6829	045000
内蒙古自治区				
呼和浩特医药批发站	呼和浩特市中山路	5055	3080	010010
包头医药批发站	包头市东河区红光大街	43472	0364	
赤峰医药批发站	赤峰市园林路 49 号	3601	5522	024000
通辽医疗器械化学试剂批发商店	通辽市和平路	2628	0308	023000
扎兰屯医药批发站	扎兰屯镇新开路	2475	5673	162650
呼伦贝尔盟医药分公司化学试剂玻璃仪器商店	海拉尔市桥头街	2574	5522	
辽宁省				
大连市医药采购供应站医疗器械化学试剂批发站	旅大市中山路 112 号	34362	5673	116002
锦州市医药采购供应站化学试剂玻璃仪器批发商店	锦州市古塔区敬业街 156 号	2010	5817	121001
本溪市医药公司	本溪市解放北路二段 15 号	4449	5522	
阜新市医药公司	阜新市新华街 105 号	3465	5522	123000
营口药品器化批发站	营口市体育路	5718	5522	115000
丹东医药批发站器械化试商店	丹东市财神庙街 42 号	2551	2106	118000
抚顺市医药站器化批发部	抚顺市西四路 2 号	5991	6829	113000
鞍山市医药公司医疗器械化学试剂批发站	鞍山市五一路	2937	4070	114002
辽阳市医药公司	辽阳市青年街 4 号	4133	5522	111000
朝阳地区医药公司	朝阳市西大街	6533	5522	122000
盘山医药批发站化学试剂玻璃仪器批发商店	盘山县东风街	2079	5522	115400

单位名称	地址	电话	电报	邮政编号
吉林省				
长春市医药公司化学试剂玻璃仪器批发商店	长春市西朝阳桥外	36595	6107	130041
吉林地区药材公司化学试剂玻璃仪器批发商店	吉林市河南街 480 号	23347	3347	132011
四平市医药公司化学试剂玻璃仪器批发商店	四平市红兴路 111 号	4765	5673	136000
延吉市医药公司化学试剂玻璃仪器批发商店	延吉市解放大路进学街	3098	6829	133000
通化市医药公司化学试剂玻璃仪器批发商店	通化市公安路 464 号	3156	5522	134000
白城市医药公司化学试剂玻璃仪器批发商店	白城市海明路	3705		

黑龙江省				
哈尔滨市医药公司化学试剂批发商店	哈尔滨市道里区中央大街 121 号	47791	0550	150011
齐齐哈尔市化学试剂玻璃仪器采购供应站	齐齐哈尔市平阳街 1 号	3226	5756	161000
牡丹江市医药公司化学试剂玻璃仪器批发商店	牡丹江市东长安街	3490	5522	157000
佳木斯市医药公司化学试剂玻璃仪器商店	佳木斯市西林路 353 号	4494	6107	154003

目 录

各地经营化学试剂的单位及地址.....	II
正文.....	1
英文品名索引	659
汉文检字表	850
汉文品名索引	854
汉文品名分类索引	964
无机分析用有机试剂	964
附：大环(冠醚类)化合物	
基准试剂	966
标准物质	966
微量分析试剂 有机分析标准 农药分析标准 折光率液	
当量溶液	967
指示剂和试纸	967
指示剂 试纸	
仪器分析试剂	969
原子吸收光谱标准 色谱用 电子显微镜用 核磁共振测定溶剂 极谱用 光谱纯	
分光纯	
生化试剂	975
生物碱 氨基酸及其衍生物 抗菌素 糖类 酶类 甘油酯和磷酸甘油酯	
核苷和核苷酸 多肽 蛋白质 甾类和激素 维生素和辅酶 培养基 生物缓冲物质	
生物染色剂 临床检验试纸 分离工具类 其它	
高纯物质	987
闪烁试剂	988
液晶	989
附录	
(一)规格和标准	990
(二)化学试剂常用字略写	991
(三)国际单位制十进制倍数和分数词首表	991
(四)度量衡表	991
(五)摄氏华氏温度换算表	992

松香酸 10001
Abietic acid
 $C_{30}H_{50}O_2$ 分子量: 302.44
别名: 松脂酸
13-iso-Propylpodocarpa-7, 13-dien-15-oic acid
Sylvic acid

	GC
5 克	* 18.00

脱落酸 10002
Absciscic acid
 $(CH_3)_2CCH_2COCH:C(CH_3)C(OH)CH:CHC(CH_3):CH-|$
 $HOOC-$
 $C_{15}H_{20}O_4$ 分子量: 264.32
别名: 休眠素 离层酸
ABA Abscisin II
5-(1-Hydroxy-2,6,6-trimethyl-4-oxo-2-cyclohexen-1-yl)-3-methyl-2,4-pentadienoic acid

	puriss
100毫克	* 65.00

茚 10003
Acenaphthene 危 7
 $C_{10}H_8CH_2CH_3$
 $C_{12}H_{10}$ 分子量: 154.21
别名: 茚烷 萘乙环 萘并乙烷 萘嵌戊烷
1,2-Dihydroacenaphthylene
1,8-Ethylenenaphthalene
peri-Ethylenenaphthalene

	化学纯
100克	9.30

茚 醌 10004
Acenaphthenequinone
 $C_{10}H_6COCO$
 $C_{12}H_6O_2$ 分子量: 182.18
别名: 萘并乙二酮 萘嵌戊二酮
Acenaphthaquinone 1,2-Acenaphthenedione

	化学纯
10克	3.00

茚 烯 10005
Acenaphthylene
 $C_{10}H_8CH:CH$
 $C_{12}H_8$ 分子量: 152.20
别名: 萘并乙烯 萘嵌戊烯

	pract
100克	* 7.05

乙 醛 10006
Acetaldehyde 危 6
 CH_3CHO
 C_2H_4O 分子量: 44.05

别名: 醋醛
Acetic aldehyde Ethanal
分析纯 40% 化学纯 40% 99%
100毫升 2.40
500毫升 2.88 2.50

乙醛合氨 10007
Acetaldehyde ammonia 避
 $CH_3CH(NH_2)OH$
 C_2H_7NO 分子量: 61.08
别名: 1-氨基乙醇
1-Aminoethanol

	化学纯
25克	1.80

乙醛肟 10008
Acetaldoxime
 $CH_3CH:NOH$
 C_2H_5NO 分子量: 59.07
别名: 亚乙基肟
Acetaldehyde oxime Aldoxime
Ethylidenedihydroxylamine

	化学纯
25克	53.50

乙酰胺 10009
Acetamide
 CH_3CONH_2
 C_2H_5NO 分子量: 59.07
别名: 醋酰胺
Acetic acid amide Acetic acid amine

	分析纯	化学纯
500克	22.70	19.00

N-(2-乙酰胺)-2-氨基乙烷磺酸 10010
N-(2-Acetamido)-2-aminoethanesulfonic acid
 $H_2NCOCH_2NHCH_2CH_2SO_3H$
 $C_4H_{10}N_2O_4S$ 分子量: 182.20
别名: N-(氨基甲酰甲基)牛磺酸
ACES N-(Carbamoylmethyl) taurine

	pure
25克	* 132.10

2-乙酰胺基苯甲醚 10011
2-Acetamidoanisole
 $CH_3CONHC_6H_4OCH_3$
 $C_9H_{11}NO_2$ 分子量: 165.19
别名: 邻乙酰胺基苯甲醚 邻甲氧基乙酰胺苯胺
o-Acetanisidine o-Methoxyacetanilide

	化学纯
25克	2.00

4-乙酰胺基苯甲醚 10012
4-Acetamidoanisole
 $CH_3CONHC_6H_4OCH_3$

Ace

$C_9H_{11}NO_2$ 分子量: 165.19
 别名: N-乙酰对甲氧基苯胺 对乙酰胺基甲氧基苯
 对甲氧基乙酰苯胺
p-Acetaniside *p*-Acetanisidine
 N-Acetyl-*p*-anisidine Methacetin
p-Methoxyacetanilide

	化学纯
25克	9.20

4-乙酰胺基苯甲醛 10013

4-Acetamidobenzaldehyde
 $CH_3CONHC_6H_4CHO$
 $C_9H_9NO_2$ 分子量: 163.17

别名: 对乙酰胺基苯甲醛 4'-甲酰乙酰苯胺

N-Acetyl-*p*-aminobenzaldehyde

4'-Formyl acetanilide

	化学纯
25克	18.00

2-乙酰胺基苯甲酸 10014

2-Acetamidobenzoic acid
 $CH_3CONHC_6H_4COOH$
 $C_9H_9NO_3$ 分子量: 179.18

别名: 邻乙酰胺基苯甲酸

N-Acetyl-*o*-aminobenzoic acid

N-Acetylanthranilic acid

	LR
10克	* 3.40

4-乙酰胺基苯甲酸 10015

4-Acetamidobenzoic acid
 $CH_3CONHC_6H_4COOH$
 $C_9H_9NO_3$ 分子量: 179.18

别名: 对乙酰胺基苯甲酸

N-Acetyl-*p*-aminobenzoic acid

	化学纯
25克	10.50

2-乙酰胺基苄 10016

2-Acetamidofluorene
 $CH_3CONHC_6H_3CH_2C_6H_4$

$C_{15}H_{13}NO$ 分子量: 223.28

2-FAA N-Fluoren-2-ylacetamide

N-(2-Fluorenyl) acetamide 2-Acetylaminofluorene

10克	* 146.00

N-(2-乙酰胺)亚氨基二乙酸 10017

N-(2-Acetamido) iminodiacetic acid
 $H_2NCOCH_2N(CH_2COOH)_2$

$C_8H_{10}N_2O_5$ 分子量: 190.16

别名: N-(氨基甲酰基甲基)亚氨基二乙酸

ADA N-(Carbamoylmethyl) iminodiacetic acid

	pure
25克	* 122.00

2-乙酰胺基酚 10018

2-Acetamidophenol
 $CH_3CONHC_6H_4OH$
 $C_8H_9NO_2$ 分子量: 151.16

别名: 乙酰邻氨基酚 邻羟基乙酰苯胺

o-Hydroxyacetanilide

	化学纯
25克	11.50

3-乙酰胺基酚 10019

3-Acetamidophenol
 $CH_3CONHC_6H_4OH$
 $C_8H_9NO_2$ 分子量: 151.16

别名: N-乙酰间氨基酚 间羟基乙酰苯胺

N-Acetyl-*m*-aminophenol

m-Hydroxyacetanilide

	分析纯	化学纯
25克	5.96	5.00

4-乙酰胺基酚 10020

4-Acetamidophenol
 $CH_3CONHC_6H_4OH$
 $C_8H_9NO_2$ 分子量: 151.16

别名: N-乙酰对氨基酚 对羟基乙酰苯胺

p-Acetaminophenol

N-Acetyl-*p*-aminophenol APAP

p-Hydroxyacetanilide

4-Hydroxyacetanilide Paracetamol

	化学纯
25克	10.00

4-乙酰胺基-4'-异硫氰酰苄-2,2'-二磺酸 10021

二钠盐

4-Acetamido-4'-*iso*-thiocyanatostilbene-2,2'-disul-
 fonic acid, Na₂ salt

$C_{17}H_{12}N_2O_7S_3 \cdot Na_2 \cdot 3H_2O$ 分子量: 552.50

0.1克	* 3.10

乙酰苯胺 10022

Acetanilide
 $CH_3CONHC_6H_5$
 C_8H_9NO 分子量: 135.17

别名: 安替非布林 退热冰 N-苯基乙酰胺

Acetanil Acetylaminobenzene

Acetylanilide Antifebrin N-Phenylacetamide

	分析纯	化学纯	有机分析标准试剂
5克			2.50
250克	9.92	8.35	

乙酰基鞣酸 10023


Acetannin
 $C_{14}H_8(COCH_3)_2O_9$
 $C_{18}H_{14}O_{11}$ 分子量: 406.30

别名: 乙酰丹宁 乙酰基丹宁酸 醋酰鞣酸
Acetyltannin Diacetyltannic acid
Tannigen Tannyl acetate

乙酸激酶 10024
Acetate kinase 冷0-5°C
别名: Acetokinase

	pure
5 毫克	* 342.60

乙酰唑胺 10025
Acetazolamide



$\text{C}_4\text{H}_6\text{N}_4\text{O}_3\text{S}_2$ 分子量: 222.25

别名: 5-乙酰胺基-1,3,4-硫杂二氮唑-2-磺酰胺
2-氨基磺酰-5-乙酰胺基-1,3,4-硫杂二氮唑
醋唑磺胺

2-Acetyl-amino-1,3,4-thiadiazole-5-sulfonamide

5-Acetyl-amino-1,3,4-thiadiazole-2-sulfonamide

Acetazoleamide Diamox

N-[5-(Aminosulfonyl)-1,3,4-thiadiazol-2-yl]acetamide

乙酸 36% 10026
Acetic acid 36% 危 9



$\text{C}_2\text{H}_4\text{O}_2$ 分子量: 60.05


别名: 醋酸

Ethanoic acid 36% Methanecarboxylic acid 36%

Vinegar acid

	分析纯	化学纯
500毫升	2.88	2.50

冰乙酸 10027
Acetic acid glacial 危 9



$\text{C}_2\text{H}_4\text{O}_2$ 分子量: 60.05

别名: 冰醋酸

Crytallizable acetic acid Ethanoic acid

Methanecarboxylic acid

	优级纯	分析纯	化学纯	高纯	色标
5 毫升					2.30
500毫升	6.45	5.28	4.50	33.00	

乙酸酐 10028
Acetic anhydride 危 9



$\text{C}_4\text{H}_6\text{O}_3$ 分子量: 102.09

别名: 乙酐 醋酐 醋酸酐

Acetic acid anhydride Acetic oxide

Acetyl oxide Ethanoic anhydride

	分析纯	化学纯	色标
25毫升			9.90
500毫升	6.36	5.40	

醋酐蓝 10029

Acetine blue

C.I.No. 50400



分子量: 566.10

别名: 醇溶引杜林 醇溶对氮蒽蓝

Indulin alcohol soluble Indulin spirit soluble

Spirit induline Spirit nigrosin R

25克	* 6.80
-----	--------

乙酰基乙酰苯胺 10030
Acetoacetanilide



分子量: 177.20

别名: 乙酰代乙酰苯胺

Acetoacetic anilide


Acetoacetylaniline

α -Acetylacetanilide

β -Ketobutyranilide

	化学纯
25克	6.60

邻乙酰乙酰氨基苯甲醚 10031
o-Acetoacetanilide



分子量: 207.23

别名: 乙酰乙酰代邻甲氧基苯胺

2-Acetoacetamidoanisol

Acetoacet-o-anisidine

	化学纯
100克	8.60

乙酰乙酸 10032
Acetoacetic acid



分子量: 102.09

别名: 乙酰醋酸 β -丁酮酸

Acetonecarboxylic acid


Acetylacetic acid

Diacetic acid

3-Ketobutyric acid

3-Oxobutanoic acid

乙酰溴代葡萄糖 10033
Acetobromoglucose 冷-0°C



分子量: 411.20

别名:

α -Acetobromoglucose O-Acetobromoglucose

1-Bromo-2,3,4,6-tetraacetylglucose

Tetraacetyl bromoglucose

2,3,4,6-Tetraacetyl- α -D-glucopyranosyl bromide

2,3,4,6-Tetra-O-acetyl- α -D-glucopyranosyl bromide

	生化试剂
10克	13.00

1-萘乙酮 10034

1-Acetonaphthone



$C_{12}H_{10}O$	分子量: 170.21
别名: 1-乙酰萘 甲基-1-萘基甲酮	
1-Acetylnaphthalene Methyl-1-naphthyl ketone	
	化学纯
25毫升	2.00

丙酮 10035 危 6

Acetone	
CH_3COCH_3	
C_3H_6O	分子量: 58.08
别名: 二甲酮 阿西通 醋酮	
Dimethyl ketone 2-Propanone	
	优级纯 分析纯 化学纯 折光率液 分光纯 色标
5 毫升	
500毫升	3.57 2.98 2.58 23.80 3.56 0.86

丙酮氰醇 10036 危 8

Acetone cyanohydrin	
$(CH_3)_2C(OH)CN$	
C_4H_7NO	分子量: 85.11
别名: 2-甲基-2-羟基丙腈 丙酮合氰化氢	
2-羟基异丁腈 氰丙醇	
Acetone cyanhydrin	
α -Hydroxy-iso-butyronitrile	
2-Hydroxy-2-methylpropanenitrile	
iso-Propylcyanohydrin 2-Methylactonitrile	
	化学纯
100毫升	3.72

丙酮-2,4-二硝基苯腙 10037

Acetone-2,4-dinitrophenylhydrazone	
$(CH_3)_2C:NNHC_6H_3(NO_2)_2$	
$C_9H_{10}N_4O_4$	分子量: 238.20
	OAS
2 克	* 40.00

丙酮苯腙 10038

Acetone phenylhydrazone	
$(CH_3)_2C:NNHC_6H_5$	
$C_9H_{12}N_2$	分子量: 148.21
别名:	
2-Propanonephenylhydrazone	
100克	36.00

丙酮缩氨基脲 10039

Acetone semicarbazone	
$(CH_3)_2C:NNHCONH_2$	
$C_4H_8N_3O$	分子量: 115.14
	实验试剂
25克	7.50

乙腈 10040 危 6

Acetonitrile	
CH_3CN	
C_2H_3N	分子量: 41.05

别名: 甲基氰 氰甲烷	
Cyanomethane Ethanenitrile Methyl cyanide	
	分析纯 化学纯 色标
5 毫升	
250毫升	8.90 7.50 1.54

苯乙酮 10041

Acetophenone	
$C_6H_5COCH_3$	
C_8H_8O	分子量: 120.15
别名: 乙酰苯 甲基苯基酮	
苯基甲基甲酮 苯甲酰基甲烷	
Acetylbenzene Benzoylmethane	
Hypnone Phenylethanone Phenyl methyl ketone	
Methyl phenyl ketone	
	分析纯 化学纯 色标
1 毫升	
250毫升	10.90 9.20 0.40

丙酮肟 10042 冷0-10°C

Acetoxime	
$(CH_3)_2C:NOH$	
C_3H_7ON	分子量: 73.09
别名:	
Acetone oxime 2-Propanone oxime	
β -iso-Nitrosopropane	
	分析纯 化学纯
25克	7.32 6.15

N-乙酰基-S-乙酰乙酰基半胱胺 10043 冷0-5°C

N-Acetyl-S-acetacetylcysteamine	
$C_8H_{18}NO_2S$	分子量: 203.26
	pure
100毫克	* 19.50

乙酰丙酮 10044 危 6 避

Acetylacetone	
$CH_3COCH_2COCH_3$	
$C_5H_8O_2$	分子量: 100.12
别名: 二乙酰基甲烷 2,4-戊二酮	
Diacetylmethane 2,4-Diketopentane	
2,4-Pentanedione	
	分析纯 化学纯
500毫升	37.20 31.10

N-乙酰-DL- α -丙氨酸 10045 冷-0°C

N-Acetyl-DL- α -alanine	
$CH_3CH(NHCOCH_3)COOH$	
$C_6H_9NO_3$	分子量: 131.13
别名: N-乙酰基-DL- α -初油氨基酸	
N-Acetyl-2-aminopropionic acid	
	生化试剂
10克	15.00

N-乙酰-4-氨基安替比林 10046

N-Acetyl-4-aminoantipyrin	
$C_8H_8NN(CH_3)C(CH_3):C(NHCOCH_3)CO$	

C₁₃H₁₃N₃O₃ 分子量: 245.28
 别名: 4-乙酰胺基安替比林 N-乙酰-4-氨基非那宗
 N-Acetyl-4-aminophenazone
 4-Acetamidoantipyrine

	BR
1克	* 5.00

3-乙酰胺基-4-羟基苯肿酸 10047

3-Acetyl-amino-4-hydroxyphenyl-1-arsonic acid

CH₃CONHC₆H₃(OH)AsO(OH)₂

C₈H₁₀AsNO₆ 分子量: 275.09

别名: 羟基乙酰胺基苯肿酸

2-乙酰胺基苯酚-4-肿酸

3-Acetyl-amino-4-hydroxybenzenearsonic acid

N-Acetyl-4-hydroxy-m-arsanilic acid

Acetarsol Acetarson

2-Acetamidophenol-4-arsonic acid

25克	* 13.20
-----	---------

N-α-乙酰-L-精氨酸 10048

N-α-Acetyl-L-arginine

C₈H₁₆N₄O₃·2H₂O 分子量: 252.27

别名: N-α-乙酰-L-蛋白氨基酸

	pure
5克	* 19.50

溴乙酰 10049

Acetyl bromide 危 9 避

CH₃COBr

C₂H₃BrO 分子量: 122.95

别名: 乙酰溴 溴化醋酐

Ethanoyl bromide

	分析纯	化学纯
100克	11.00	9.20

2-乙酰-4-丁内酯 10050

2-Acetyl-4-butyrolactone

CH₂CH₂CH(COCH₃)COO

C₆H₈O₃ 分子量: 128.13

	pract
100克	* 15.00

氯乙酰 10051

Acetyl chloride 危 6

CH₃COCl

C₂H₃ClO 分子量: 78.50

别名: 乙酰氯 氯化乙酰 氯化醋酐

Ethanoyl chloride

	分析纯	化学纯
500毫升	44.40	37.10

溴化乙酰胆碱 10052

Acetylcholine bromide 冷2-8°C

(CH₃)₃N⁺CH₂CH₂OCOCH₃·Br⁻

C₇H₁₆BrNO₂ 分子量: 226.11

别名: 乙酰基溴化胆碱 溴化乙酰氧基三甲基乙铵

β-Acetoxyethyltrimethylammonium bromide

2-(Acetyloxy)-N,N,N-trimethylethanaminium bromide

N-(2-Hydroxyethyl) trimethylammonium bromide acetate

	化学纯
1克	6.40

氯化乙酰胆碱 10053

Acetylcholine chloride 冷2-8°C 避

(CH₃)₃N⁺CH₂CH₂OCOCH₃·Cl⁻

C₇H₁₆ClNO₂ 分子量: 181.66

别名: 乙酰基氯化胆碱 氯化乙酰氧基三甲基乙铵

(2-Acetoxyethyl) trimethylammonium chloride

(2-Hydroxyethyl) trimethylammonium chloride

acetate

2-(Acetyloxy)-N,N,N-trimethylethanaminium chloride Acecoline Arterocoline

	分析纯	化学纯
1克	8.34	7.00

碘化乙酰胆碱 10054

Acetylcholine iodide 冷2-8°C 避

(CH₃)₃N⁺CH₂CH₂OCOCH₃·I⁻

C₇H₁₆INO₂ 分子量: 273.11

别名: 乙酰基碘化胆碱 碘化乙酰氧基三甲基乙铵

O-Acetylcholine iodide

(2-Hydroxyethyl) trimethylammonium iodide acetate

2-(Acetyloxy) ethyltrimethylammonium iodide

	化学纯
1克	23.50

乙酰胆碱酯酶 10055

Acetylcholinesterase 冷-0°C

别名:

Acetylcholinehydrolase Cholinesterase, acetyl

1000单位	* 206.00
--------	----------

乙酰辅酶 A, 三锂盐 10056

Acetyl coenzyme A, Li₃ salt 冷0-5°C

C₂₃H₃₅N₇O₁₇P₃S·Li₃·3H₂O 分子量: 881.42

10毫克	* 211.00
------	----------

N-乙酰基-L-半胱氨酸 10057

N-Acetyl-L-cysteine 冷0-5°C

HSCH₂CH(NHCOCH₃)COOH

C₆H₉NO₃S 分子量: 163.20

别名: N-乙酰基-3-巯基丙氨酸

L-α-乙酰胺基-β-巯基丙酸

L-α-Acetamido-β-mercaptopropionic acid

N-Acetyl-3-mercaptoalanine

10克	* 19.10
-----	---------

β-乙酰异羟基毛地黄毒苷 β-Acetyldigoxin $C_{45}H_{66}O_{15}$ 别名: β-乙酰异羟基洋地黄毒苷 β-乙酰毛地黄叶毒苷	10058 分子量: 822.99
5 克	* 250.00
4-乙酰基联苯 4-Acetyldiphenyl $C_6H_5C_6H_4COCH_3$ $C_{14}H_{13}O$ 别名: 对乙酰联苯 对苯基苯乙酮 <i>p</i> -Acetylbiphenyl 4-Biphenyl methyl ketone Methyl- <i>p</i> -xenyl ketone 4-Phenylacetophenone <i>p</i> -Phenylacetophenone	10059 分子量: 196.25
10 克	实验试剂 70.00
N-乙酰二苯胺 N-Acetyldiphenylamine $(C_6H_5)_2NCOCH_3$ $C_{14}H_{13}NO$ 别名: N,N-二苯基乙酰胺 N-苯基乙酰胺 N,N-Diphenylacetamide N-Phenylacetanilide	10060 分子量: 211.26
25 克	化学纯 2.61
乙炔-1,2-二羧酸 Acetylene-1,2-dicarboxylic acid $HOOCC : CCOOH$ $C_4H_2O_4$ 别名: 1,2-二羧基乙炔 丁炔二酸 Butynedioic acid	10061 冷0-5°C 分子量: 114.06
10 克	实验试剂 8.50
N-乙酰乙醇胺 N-Acetylethanolamine $CH_3CONHCH_2CH_2OH$ $C_4H_9NO_2$ 别名: N-(2-羟乙基)乙酰胺 2-乙酰胺基乙醇 N-(2-Hydroxyethyl) acetamide 2-Acetamidoethanol	10062 分子量: 103.12
100 毫升	化学纯 12.00
N-乙酰-D-氨基半乳糖 N-Acetyl-D-galactosamine $OCHOHCH(NHCOCH_3)CHOHCHOHCH_2OH$ $C_8H_{15}NO_6$ 别名: N-乙酰-D-半乳糖胺 N-乙酰-D-氨基水解乳糖 2-Acetamido-2-deoxy-D-galactose N-Acetylchondrosamine	10063 冷0-5°C 分子量: 221.21
500 毫克	* 97.00

N-乙酰-D-氨基葡萄糖 N-Acetyl-D-glucosamine $OCHOHCH(NHCOCH_3)(CHOH)_2CHCH_2OH$ $C_8H_{15}NO_6$ 别名: N-乙酰-D-葡萄糖胺 N-乙酰胺基-2-脱氧-D-葡萄糖 N-Acetamido-2-deoxy-D-glucose	10064 冷0-5°C 分子量: 221.21
5 克	生化试剂 14.00
N-乙酰-β-D-氨基葡萄糖苷酶 N-Acetyl-β-D-glucosaminidase 别名: 2-Acetamido-2-deoxy-β-D-glucoside Acetamidodeoxyglucohydrolase	10065 冷4°C
5 毫克	pure * 514.00
N-乙酰-DL-谷氨酸 N-Acetyl-DL-glutamic acid $CH_3CONHCH(COOH)CH_2CH_2COOH$ $C_7H_{11}NO_5$ 别名: DL-2-乙酰胺基戊二酸 DL-2-Acetamidoglutaric acid	10066 冷0-5°C 分子量: 189.17
5 克	化学纯 11.30
N-乙酰-L-谷氨酰胺 N-Acetyl-L-glutamine $H_2NCOCH_2CH_2CH(COOH)NHCOCH_3$ $C_7H_{12}N_2O_4$ 别名: N-乙酰胺基-L-谷酰胺 L-2-乙酰胺基戊酰氨酸 L-2-Acetamidoglutaramic acid	10067
1 克	化学纯 3.40
S-乙酰-L-谷胱甘肽 S-Acetyl-L-glutathione $H_2NCH(COOH)CH_2CH_2CONHCH(CH_2SCOCH_3)-$ $CONHCH_2COOH$ $C_{12}H_{19}N_3O_7S$ 别名: S-乙酰胺氨基酸缩胱氨酸缩甘氨酸 乙酰硫糖质 S-Acetylglutamylcysteinylglycine Glutathione-S-acetate N ⁵ -{1-[(Carboxymethyl) carbamoyl]-2-(acetylmer- capto)ethyl} glutamine	10068 冷0-5°C 分子量: 349.36
0.1 克	生化试剂 45.00
N-乙酰甘氨酸 N-Acetyl glycine $CH_3CONHCH_2COOH$ $C_4H_7NO_3$ 别名: N-乙酰胺基乙酸	10069 冷0-5°C 分子量: 117.10

Acetamidoacetic acid	Aceturic acid		
Acetylaminacetic acid	Acetylglucosyl		
		25克	生化试剂 8.00
N-乙酰基-DL-高半胱氨酸硫代内酯			10070
N-Acetyl-DL-homocysteinethiolactone			冷0-5°C
$\text{SCH}_2\text{CH}_2\text{CH}(\text{NHCOCH}_3)\text{CO}$			
$\text{C}_6\text{H}_9\text{NO}_3\text{S}$			分子量: 159.20
别名: 2-乙酰氨基-4-巯基丁酸-γ-硫代内酯			
2-Acetamido-4-mercaptoputyric acid-γ-thiolactone			
α-Acetamido-γ-thiobutyrolactone			
AHCTL Citolone Immunothiol			
N-(Tetrahydro-2-oxo-3-thienyl) acetamide			
		25克	* 37.05
N-乙酰-5-羟色胺			10071
N-Acetyl-5-hydroxytryptamine			冷0-5°C
$\text{HOC}_6\text{H}_3\text{NHCH}_2\text{CCH}_2\text{CH}_2\text{NHCOCH}_3$			
$\text{C}_{12}\text{H}_{14}\text{N}_2\text{O}_2$			分子量: 218.26
别名:			
N-Acetylserotonin			
		0.1克	* 61.30
1-乙酰咪唑			10072
1-Acetylimidazole			冷0-5°C
$\text{CH}_2\text{NCH:CHNCOCH}_3$			
$\text{C}_6\text{H}_6\text{N}_2\text{O}$			分子量: 110.11
别名: 咪唑基甲基酮			
N-Acetylimidazole	1-Imidazolyl methyl ketone		
		10克	* 28.00
乙酰酐酚			10073
Acetyllindophenol			
$\text{CH}_3\text{C}(\text{O})\text{OC}_6\text{H}_4\text{N:C}_6\text{H}_4\text{O}$			
$\text{C}_{14}\text{H}_{11}\text{NO}_3$			分子量: 241.25
碘化乙酰			10074
Acetyl iodide			危 9
CH_3COI			
$\text{C}_2\text{H}_3\text{IO}$			分子量: 169.95
别名: 乙酰碘			
		25克	LR * 17.50
N-乙酰-L-白氨酸			10075
N-Acetyl-L-leucine			冷-0°C
$(\text{CH}_3)_2\text{CHCH}_2\text{CH}(\text{NHCOCH}_3)\text{COOH}$			
$\text{C}_8\text{H}_{15}\text{NO}_3$			分子量: 173.21
别名: N-乙酰-L-亮氨酸			
		5克	生化试剂 10.00

N-乙酰-DL-白氨酸			10076
N-Acetyl-DL-leucine			冷-0°C
$(\text{CH}_3)_2\text{CHCH}_2\text{CH}(\text{NHCOCH}_3)\text{COOH}$			
$\text{C}_8\text{H}_{15}\text{NO}_3$			分子量: 173.21
别名: α-乙酰氨基异己酸	N-乙酰-DL-亮氨酸		
α-Acetylamin-iso-caproic acid			
		5克	40.50
盐酸-N-α-乙酰-L-赖氨酸甲酯			10077
N-α-Acetyl-L-lysine methyl ester hydrochloride			
$\text{C}_9\text{H}_{18}\text{N}_2\text{O}_3\cdot\text{HCl}$			分子量: 238.70
别名: N-α-乙酰基-L-赖氨酸甲酯盐酸盐			
		1克	* 133.40
S-乙酰巯基丁二酸酐			10078
S-Acetylmercaptosuccinic anhydride			冷-0°C
$\text{CH}_3\text{COSCHCH}_2\text{COOCO}$			
$\text{C}_6\text{H}_8\text{O}_4\text{S}$			分子量: 174.18
别名: 硫代乙酰琥珀酸酐	S-乙酰巯基琥珀酸酐		
2-(Acetylthio) succinic anhydride			
Mercaptosuccinic acid anhydride			
		40克	PA * 33.00
N-乙酰-DL-甲硫氨酸			10079
N-Acetyl-DL-methionine			冷-0°C
$\text{CH}_3\text{SCH}_2\text{CH}_2\text{CH}(\text{NHCOCH}_3)\text{COOH}$			
$\text{C}_7\text{H}_{13}\text{NO}_3\text{S}$			分子量: 191.24
别名: 乙酰-DL-甲硫氨酸丁酸	N-乙酰-DL-蛋氨酸		
DL-α-Acetylamin-γ-methylmercaptobutyric acid			
DL-1-Acetylamin-3-methylmercaptopropanecarboxylic acid			
2-Acetamido-4-(methylthio) butyric acid			
DL-2-Acetylamin-4-methylthiobutanoic acid			
		5克	化学纯 3.70
N-乙酰-DL-甲硫氨酸钙盐			10080
N-Acetyl-DL-methionine, Ca salt			冷0-5°C
$[\text{CH}_3\text{SCH}_2\text{CH}_2\text{CH}(\text{NHCOCH}_3)\text{COO}]_2\text{Ca}$			
$\text{C}_{14}\text{H}_{24}\text{CaN}_2\text{O}_6\text{S}_2$			分子量: 420.55
别名: N-乙酰-DL-蛋氨酸钙盐			
乙酰-DL-甲硫氨酸丁酸钙盐			
DL-α-乙酰氨基甲硫丁酸钙盐			
DL-α-Acetamin-γ-methylmercaptobutyric acid calcium salt			
		25克	* 4.40
溴化乙酰-β-甲基胆碱			10081
Acetyl-β-methylcholine bromide			冷2-8°C
$\text{CH}_3\text{COOCH}(\text{CH}_3)\text{CH}_2\text{N}^+(\text{CH}_3)_3\text{Br}^-$			

$C_8H_{18}BrNO_2$ 分子量: 240.15

别名 乙酰-β-甲基溴化胆碱

2-(Acetyloxy)-N,N,N-trimethyl-1-propanaminium
bromide

(2-Hydroxypropyl) trimethylammonium bromide
acetate

Mecholyl bromide Methacholine bromide

Trimethyl-β-acetoxypopylammonium bromide

	生化试剂
5 克	7.50

氯化乙酰-β-甲基胆碱 10082

Acetyl-β-methylcholine chloride 冷2-8°C

$CH_3COOCH(CH_3)CH_2N^+(CH_3)_3Cl^-$

$C_8H_{18}ClNO_2$ 分子量: 195.69

别名: 乙酰-β-甲基氯化胆碱

(2-Acetoxypropyl) trimethylammonium chloride

O-Acetyl-β-methylcholine chloride

2-(Acetyloxy)-N,N,N-trimethyl-1-propanaminium
chloride Mecholyl chloride

(2-Hydroxypropyl) trimethylammonium chloride
acetate Mecholin

	生化试剂
5 克	* 4.35

碘化乙酰-β-甲基胆碱 10083

Acetyl-β-methylcholine iodide 冷2-8°C

$CH_3COOCH(CH_3)CH_2N^+(CH_3)_3I^-$

$C_8H_{18}INO_2$ 分子量: 287.15

别名: 乙酰-β-甲基碘化胆碱

Mecholyl iodide Methacholine iodide

	生化试剂
1 克	* 27.60

N-乙酰-1-萘胺 10084

N-Acetyl-1-naphthylamine

$C_{10}H_7NHCOCH_3$

$C_{12}H_{11}NO$ 分子量: 185.23

别名: N-乙酰-α-萘胺 1-萘基乙酰胺

1-Acetamidonaphthalene 1-Acetonaphthalide

Acetyl-α-naphthylamine

N-1-Naphthylacetamide

	实验试剂
25 克	8.00

N-乙酰-2-萘胺 10085

N-Acetyl-2-naphthylamine

$C_{10}H_7NHCOCH_3$

$C_{12}H_{11}NO$ 分子量: 185.23

别名: N-乙酰-β-萘胺 2-萘基乙酰胺

2-Acetamidonaphthalene 2-Acetonaphthalide

Acetyl-β-naphthylamine

N-2-Naphthylacetamide

	实验试剂
25 克	8.20

N-乙酰神经氨酸 10086

N-Acetylneuraminic acid 冷0-5°C

$HOCH_2(CHOH)_2CHCH(NHCOCH_3)CH(OH)CH_2C-$

$(OH)(COOH)O$

$C_{11}H_{19}NO_9$ 分子量: 309.28

别名: N-乙酰涎酸

5-Acetamido-3,5-dideoxy-D-glycero-D-galactononu-
losonic acid N-Acetylsialic acid

Lactaminic acid NAN NANA

100毫克	* 227.90
-------	----------

N-乙酰-DL-苯丙氨酸 10087

N-Acetyl-DL-phenylalanine

$C_9H_9CH_2CH(NHCOCH_3)COOH$

$C_{11}H_{15}NO_3$ 分子量: 207.23

别名: N-乙酰胺基苯丙酸

N-乙酰-DL-α-氨基氢化肉桂酸

N-Acetyl-DL-α-aminohydrocinnamic acid

N-Acetyl-α-amino-β-phenylpropionic acid

N-Acetyl-DL-β-phenylalanine

	生化试剂
10克	34.50

N-乙酰对苯二胺 10088

N-Acetyl-p-phenylenediamine 危 8 避

$CH_3CONHC_6H_4NH_2$

$C_8H_{10}N_2O$ 分子量: 150.18

别名: 4-乙酰胺基苯胺 对乙酰胺基苯胺

对氨基乙酰胺苯胺

4-Acetamidoaniline p-Acetamidoaniline

p-Aminoacetanilide

	化学纯
100克	12.80

盐酸-N-乙酰间苯二胺 10089

N-Acetyl-m-phenylenediamine hydrochloride

$CH_3CONHC_6H_4NH_2 \cdot HCl$

$C_8H_{10}N_2O \cdot HCl$ 分子量: 186.64

别名: 3-乙酰胺基苯胺盐酸盐

N-乙酰间苯二胺盐酸盐

盐酸间氨基乙酰胺苯胺 间乙酰胺基苯胺盐酸盐

m-Aminoacetanilide hydrochloride

	化学纯
10克	9.50

盐酸-N-乙酰对苯二胺 10090

N-Acetyl-p-phenylenediamine hydrochloride

$CH_3CONHC_6H_4NH_2 \cdot HCl$

$C_8H_{10}N_2O \cdot HCl$ 分子量: 186.64

别名: 4-乙酰胺基苯胺盐酸盐

N-乙酰对苯二胺盐酸盐

对氨基乙酰胺苯胺盐酸盐

p-Acetamidoaniline hydrochloride

p-Aminoacetanilide hydrochloride

N-乙酰苯基甘氨酸 **10091**
N-Acetylphenylglycine
 $\text{C}_6\text{H}_5\text{N}(\text{COCH}_3)\text{CH}_2\text{COOH}$
 $\text{C}_{10}\text{H}_{11}\text{NO}_3$ 分子量: 193.20
 别名: N-乙酰苯基胺基乙酸
 N-Acetylphenylaminoacetic acid

	生化试剂
100克	45.00

N-乙酰苯肼 **10092**
N-Acetylphenylhydrazine
 $\text{CH}_3\text{CONHNHC}_6\text{H}_5$
 $\text{C}_8\text{H}_{10}\text{N}_2\text{O}$ 分子量: 150.18
 别名:
 Acetylphenylhydrazine
 1-Acetyl-2-phenylhydrazine
 β -Acetylphenylhydrazine
 Hydraceticin Pyrocin

	实验试剂
25克	4.70

2-乙酰吡啶 **10093**
2-Acetylpyridine
 $\text{N}:\text{CHCH}:\text{CHCH}:\text{CCOCH}_3$
 $\text{C}_7\text{H}_7\text{NO}$ 分子量: 121.14
 别名: 甲基-2-吡啶基酮
 2-Acetopyridine Methyl-2-pyridyl ketone

	化学纯
10克	15.00

3-乙酰吡啶 **10094**
3-Acetylpyridine
 $\text{N}:\text{CHCH}:\text{CHC}(\text{COCH}_3):\text{CH}$
 $\text{C}_7\text{H}_7\text{NO}$ 分子量: 121.14
 别名: 甲基-3-吡啶基酮
 3-Acetopyridine Methyl-3-pyridyl ketone

	化学纯
10克	18.00

4-乙酰吡啶 **10095**
4-Acetylpyridine
 $\text{N}:\text{CHCH}:\text{C}(\text{COCH}_3)\text{CH}:\text{CH}$
 $\text{C}_7\text{H}_7\text{NO}$ 分子量: 121.14
 别名: 甲基-4-吡啶基酮
 4-Acetopyridine Methyl-4-pyridyl ketone

	化学纯
10克	22.60

乙酰水杨酸 **10096**
Acetylsalicylic acid
 $\text{CH}_3\text{COOC}_6\text{H}_4\text{COOH}$
 $\text{C}_9\text{H}_8\text{O}_4$ 分子量: 180.16

别名: 乙酰基柳酸 阿司匹灵
 醋柳酸 乙酰氧基苯甲酸
 Acetophen Acetosol
 2-Acetoxybenzoic acid Aspirin

	实验试剂
100克	6.28

N-乙酰水杨醛肼 **10097**

N-Acetylsalicylidenehydrazine
 $\text{HOC}_6\text{H}_4\text{CH}:\text{NNHCOCH}_3$
 $\text{C}_9\text{H}_{10}\text{N}_2\text{O}_2$ 分子量: 178.19
 别名: 乙酰替水杨叉肼

	化学纯
1克	4.30

溴化乙酰硫代胆碱 **10098**
Acetylthiocholine bromide 冷2-8°C

$\text{CH}_3\text{COSCH}_2\text{CH}_2\text{N}^+(\text{CH}_3)_3\text{Br}^-$
 $\text{C}_7\text{H}_{16}\text{BrNOS}$ 分子量: 242.17
 别名: 乙酰溴化硫代胆碱 溴化硫代乙酰胆碱
 S-Acetylthiocholine bromide
 N-(2-Mercaptoethyl) trimethylammonium bromide acetate

	化学纯
1克	2.40

氯化乙酰硫代胆碱 **10099**
Acetylthiocholine chloride 冷2-8°C

$\text{CH}_3\text{COSCH}_2\text{CH}_2\text{N}^+(\text{CH}_3)_3\text{Cl}^-$
 $\text{C}_7\text{H}_{16}\text{ClNOS}$ 分子量: 197.72
 别名: 乙酰氯化硫代胆碱 氯化硫代乙酰胆碱
 β -(Acet-thio) ethyltrimethylammonium chloride
 S-Acetylthiocholine chloride
 N-(2-Mercaptoethyl) trimethylammonium chloride acetate

	生化试剂
1克	3.60

碘化乙酰硫代胆碱 **10100**
Acetylthiocholine iodide 冷2-8°C

$\text{CH}_3\text{COSCH}_2\text{CH}_2\text{N}^+(\text{CH}_3)_3\text{I}^-$
 $\text{C}_7\text{H}_{16}\text{INOS}$ 分子量: 289.17
 别名: 乙酸-N-(2-巯基乙基)三甲基碘化铵
 碘化硫代乙酰胆碱
 β -(Acet-thio) ethyltrimethylammonium iodide
 S-Acetylthiocholine iodide
 N-(2-Mercaptoethyl) trimethylammonium iodide acetate

	生化试剂
1克	8.10

乙酰硫脲 **10101**
Acetylthiourea

$\text{CH}_3\text{CONHCSNH}_2$
 $\text{C}_3\text{H}_6\text{N}_2\text{OS}$ 分子量: 118.15